


M 1:1

Gewinde	Schlauch-durchmesser	Art.-Nr.
GL 14	1,6	1129815
GL 14	3,0	1129816
GL 14	3,2	1129817
GL 14	6,0	1129818

Diese Zeichnung ist unser Eigentum !
 Jede gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig, kann schadenspflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden

This drawing is our property !
 Any commercial use, reproduction or transmission to 3rd parties without our prior permission in writing is prohibited. Persons so doing will be liable for prosecution.

zul. Abweichung allowed dev.		ISO 2768-m K	Werkstoff / material		Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
Oberfläche surface		ISO 1302	Benennung / title				Maßstab scale
Datum / date	Name		Verschraubungseinsatz GL14				
bearb. drawn	01.07.2011	Geier					
geprüft checked	05.07.2011	Cross	Form-Nr. mould number				A4
 DURAN GROUP Duran Produktions GmbH & Co.KG Germany www.duran-group.com			Zeichnungsnummer / drawing number			Revision	Blatt/sheet
			D093901-GZA-0GL14				
			Ers. / repl.f.		Ers. / repl.d.		
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection mark DIN 34						INV	