

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B


A

A



Silikon-Kautschuk  $40^\circ \pm 5^\circ$  Shore

PTFE (aufvulkanisiert)




Art.-Nr.	VPE
29 248 30 13	Lager lose (platin)
29 248 30 05	10Stk. (platin)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum !

Jede gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig, kann schadenspflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden

This drawing is our property ! Any commercial use, reproduction or transmission to 3rd parties without our prior permission in writing is prohibited. Persons so doing will be liable for prosecution.

zul. Abweichung allowed dev.		ISO 2768-m K	Werkstoff / material VMQ 70065 transp. $40^\circ \pm 5^\circ$ Shore A mit	Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
Oberfläche surface		ISO 1302	PTFE Folie			
	Datum / date	Name	Benennung / title			Maßstab scale
bearb. drawn	13.09.2016	Weindorf	Silikon-Dichtung Septa mit PTFE-Folie zum Durchstechen			1:1
geprüft checked			siehe Tab.			
 <b>DURAN GROUP</b> Duran Produktions GmbH & Co.KG Germany www.duran-group.com		Form-Nr. mould number			A4	
		Zeichnungsnummer / drawing number			Revision	Blatt/sheet
		29248			1 / 1	
Ers. / repl.f.			Ers. / repl.d.			
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection mark DIN 34					INV	

4

3

2

1