



Staubschutzkappe GL45
 Zeichnung 0817201-GZA-0GL45--..
 Gewinde:
 DIN 168-GL 45x4, 3 Gang
 Zeichnung 0303803-GZA-01694--..



Farbe: weiß
 0373201-SZ1-A (40)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

B	DWK-Logo	22-AUG-2017	Weindorf
A	Wanddicke auf 3 +2,5/-1 angepasst	28.02.2014	Schnitt
Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name
zul. Abweichung allowed dev.	Werkstoff / material	Stück quantity	Gewicht weight
Oberfläche surface	Benennung / title	Pos. position	
	Datum / date	Name	Maßstab scale
bearb. drawn	02.12.2010	Weindorf	1 : 1
geprüft checked	31.08.2017	Fries	
	Form-Nr. mould number	1694/.2L	A3
	Zeichnungsnummer / drawing number	0386114-GZA-01694	Revision Blatt/sheet
		B	1 / 1
	Ers. / repl.f.	Ers. / repl.d.	
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten. / Refer to protection notice ISO 16016.	INV	

DURAN
WHEATON
KIMBLE

DURAN Produktions GmbH & Co. KG
www.DWK-LifeSciences.com