


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Staubschutzkappe GL45
 Zeichnung 0817201-GZA-0GL45--..

Gewinde:
 DIN 168-GL 45x4, 3 Gang
 Zeichnung 0303803-GZA-01694--..

Ansatzstelle
 socket sealing

Rohkörper
 Zeichnung 0676521-GZA-06138--..



B	DWK-Logo	22-AUG-2017	Weindorf
A	Angabe Körperdurchmesser ø188,7±2 hinzu	31-JAN-2011	Weindorf
Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name

zul. Abweichung allowed dev.		Werkstoff / material		Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
Oberfläche surface		Benennung / title		Maßstab scale		
bearb. drawn	Datum / date	Name	Laborflasche 5000ml			1 : 1
geprüft checked	03.12.2010	Weindorf	DURAN PURE			
Art.-Nr. 81 801 73 01			Form-Nr. mould number			A3
0676522-GZA-06138			6138/.5L			Revision Blatt/sheet
DURAN WHEATON KIMBLE			0676522-GZA-06138			
DURAN Produktions GmbH & Co. KG www.DWK-LifeSciences.com			Ers. / repl.f.		Ers. / repl.d.	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten. / Refer to protection notice ISO 16016.						INV