



RALENTISSEUR THERMIQUE



Joint d'étanchéité

Réf 111LM – Flacon ralentisseur thermique / Solution alcoolique

- Flacon plastique / Solution alcoolique 5 cl
- Joint caoutchouc d'étanchéité / Bouchon de serrage
- Livré monté sur le thermomètre de votre choix, parmi ceux proposé ci-dessous

Le flacon ralentisseur thermique est idéal pour éviter les variations importantes de température mesurées par un thermomètre. La densité du liquide, dans lequel la sonde est plongée, permet une variation plus lente de la température lors de changements de conditions thermiques importants.

Exemple : ouverture de porte de réfrigérateur

Le ralentisseur thermique 111LM s'adapte à la sonde des thermomètres digitaux ci-dessous.

Nb : les références indiquées ci-dessous sont les références d'un lot thermomètre+ralentisseur

9290AT/111LM

9267AT/111LM

2041M/111LM

9221AT/111LM

9222AT/111LM

