


SPÉCULUMS



## ■ GYNOSPEC® spéculum à usage unique, en polystyrène cristal

Utilisé en gynécologie-obstétrique, au cabinet médical et au laboratoire, le GYNOSPEC® est l'outil d'examen et de prélèvement qui assure hygiène et sécurité, confort, économie.

- Stérile.
- Emballage unitaire pelable avec n° de lot et date de péremption.
- Conditionnement :
  - Emballage unitaire pelable : ouverture facile.
  - 4 boîtes de 25 spéculums cerclées : encombrement réduit.



Votre sécurité et celle de vos patientes méritent bien toute notre attention.

### GYNOSPEC®, ses avantages :

#### HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Usage unique.
- Stérile et toujours prêt à l'emploi.
- Sécurise la patiente sur le risque de contamination croisée.
- Sachet :
  - Sachet pelable et étanche à ouverture facile.
  - Numéro de lot et date de péremption sur chaque sachet.
  - La poignée est toujours orientée côté ouverture du sachet pour une prise en main rapide et hygiénique.
- Contrôles systématiques en production :
  - Résistance mécanique : validée par tests de écrasement.
  - Biocompatibilité : évite les allergies et irritations chez votre patiente.
  - Tests visuels pour une parfaite transparence et netteté du produit.
  - Biocharge et stérilité conformément aux normes ISO11137 et EN 556.

#### CONFORT

- Poignée ergonomique : pour des gestes doux, sûrs et rassurants.
- Mise en place facilitée : grâce à ses valves profilées, lisses et aux bords nets.
- Supprime les douleurs pour votre patiente.
- Le Gynospéc® reste toujours maintenu ouvert en utilisation : blocage efficace et rapide par une clé à 11 positions.
- Le polystyrène cristal supprime la sensation de froid.
- Identification visuelle des 2 tailles : clé rouge ou verte selon la largeur des valves.
- Manipulation indolore, rapide et silencieuse, sécurisante pour le Praticien et la Patiente.

#### ÉCONOMIE

- Boîte de 25 Gynospéc® :
- Le Gynospéc® est livré par boîtes de 25 pièces cerclées par 4.
- Élimination du Gynospéc® plus facile :
  - Le sachet est conçu pour être ouvert proprement ; Il peut être utilisé pour l'élimination du spéculum après usage.

REF	Dim. valves mm Long. x Larg.	Ø accès mm	Identification
<b>GYN24</b>	88 x 24	38	Clé rouge ●
<b>GYN30</b>	88 x 30	"	Clé verte ●



**GYN24** ■  
clé rouge : largeur 24 mm

**GYN30** ■  
clé verte : largeur 30 mm