

Désignation

- Hitrap butyl-s ff 5 x 1ml

Référence

- 17-0978-13

Unité de vente : 1



Description

- HiTrap Butyl-S FF sont des colonnes Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow préemballées pour la chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC). Les colonnes sont utilisées pour la purification des protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.
- Fournit des purifications de protéines pratiques et rapides à petite échelle.
- Conception flexible pour une utilisation avec des seringues, une pompe de laboratoire unique ou un système de chromatographie tel que la conception ÄKTA.
- Débits capacités élevés.
- Mise à l'échelle excellente et facile obtenue en connectant plusieurs colonnes HiTrap en série ou en utilisant des colonnes HiPrep.

