

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	176112
<b>Désignation</b>	Eponge avec poignée avec eau peptonée



### Description :

- ✓ Approche Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) : protocole le plus largement reconnu pour la gestion de la sécurité alimentaire dans le monde
- ✓ Eponge en cellulose exempte de biocide
- ✓ La tige permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles
- ✓ Tige sécable : après le frottis, le préleveur sépare la tige de l'éponge pour introduire celle-ci dans le sac de prélèvement
- ✓ Livré dans un sac avec zone de marquage pour l'identification de l'échantillon
- ✓ Type de milieu : Buffered Peptone Water Broth
- ✓ Volume 10 ml
- ✓ Le bouillon d'eau peptonée tamponnée est utilisée comme diluant pour l'enrichissement non sélectif de micro-organismes tels que des espèces de Salmonella ou E.coli dans les aliments et les échantillons de l'environnement avant un enrichissement sélectif et un isolement
- ✓ Dimensions (L x l) : 7,6 x 4 cm

### Unité de vente :

100 Eponges avec poignée avec eau peptonée