



Science.
Applied to Life.™*

Bioluminescence. Pour garder la ligne.

Système de Gestion et de Management de l'Hygiène 3M™ Clean-Trace™




À votre disposition à tout moment.

Écouvillons 3M™ Clean-Trace™ ATP

L'écouvillon flexible a été conçu de manière à effectuer des prélèvements dans les endroits difficiles d'accès

Activation aisée pour une plus grande efficacité

Vous devez pouvoir simplement prélever, tester et gagner du temps. La conception des écouvillons 3M Clean-Trace ATP facilite leur utilisation. Leur forme longue et flexible vous permet d'effectuer des prélèvements dans des endroits difficiles d'accès. Les tests prêts à l'emploi et pré-humidifiés sont activables d'une seule main.



Prêt à l'emploi - prélevez et testez

Le contrôle d'hygiène a une nouvelle sentinelle.



Luminomètre 3M™ Clean-Trace™

Le nouveau luminomètre 3M Clean-Trace offre une plus grande facilité d'utilisation, des résultats plus rapides et un fonctionnement possible d'une seule main. Sa conception ergonomique en fait un outil simple à utiliser, réduisant ainsi le temps de prise en main. Par son degré élevé de répétabilité et une faible variabilité, vous obtiendrez des résultats précis et fiables.

Utilisation simple
d'une seule main

Fonctionne avec la
technologie Bluetooth® pour
les transferts de données

Conception ergonomique pour
une utilisation confortable



Efficace. Flexible - Indispensable.

Logiciel de gestion de l'hygiène 3M™ Clean-Trace™

Ne perdez pas de temps à rechercher des rapports. Doté d'un nouveau tableau de bord pensé pour créer, stocker et extraire simplement des rapports, le logiciel traduit les données en informations afin d'identifier les causes premières et réagir rapidement. Désormais, avec une technologie sans fil et une mise en réseau simple, il est très facile à utiliser. Utilisez les données pour comprendre les tendances, ajouter de la valeur et affiner vos plans d'amélioration continue.



Des données pour décider.

Les données n'ont d'intérêt que si elles sont simplifiées, rationalisées et présentées comme des informations pertinentes, vous permettant de prendre des décisions plus documentées. Le logiciel de gestion de l'hygiène 3M Clean-Trace vous permet de localiser rapidement et précisément un nettoyage non conforme et de mettre en place une action corrective. Surveillez les points critiques et anticipez les problèmes. Renforcez le contrôle, améliorez et sécurisez l'efficacité du nettoyage et réduisez les temps d'immobilisation de la production. Anticipez les problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent majeurs.

- ▶ Intuitif, le logiciel multilingue et convivial optimise la gestion des données
- ▶ Clair, le tableau de bord consolide l'ensemble des informations
- ▶ Sans fil, les transferts de données sont facilités
- ▶ Automatiques, les éditions de rapport sont éditables simplement

Le test pour voir au-delà des apparences.

Identifier et gérer les risques est une grande responsabilité et vous avez besoin d'informations précises. Pour prendre en toute confiance des décisions impactant la qualité de la production, il vous faut plus qu'une évaluation visuelle ou subjective. Vous avez besoin rapidement d'une aide à la décision sans attendre les résultats de tests microbiologiques. Vous avez besoin d'un système fiable et complet pour gérer vos contrôles d'hygiène, prendre des décisions et maintenir vos objectifs de productivité.

	Évaluation visuelle	Tests microbiologiques	Écouvillons ATP
Rapide	+	-	+
Sensible	-	+	+
Quantitatif	-	+	+
Détecte les résidus organiques	+	-	+
Simple	+	-	+

Les micro-organismes et les résidus de produit contiennent de l'adénosine triphosphate (ATP), utilisé comme indicateur de résidus organiques et détectable aisément pour mesurer rapidement l'état de propreté. Et contrairement à d'autres méthodes, les tests ATP sont rapides, sensibles, quantitatifs, efficaces et simples.



Un support sur lequel vous pouvez compter.

La protection de la production alimentaire est une grande responsabilité. Dans cette mission notre SAV local vous apporte assistance technique et conseil. Notre objectif est de vous proposer des solutions vous aidant à diminuer les risques, améliorer vos process et appuyer vos équipes, à chaque production, jour après jour.

Pour tout complément d'information sur la façon par laquelle le Système de Gestion et de Management de l'Hygiène 3M™ Clean-Trace™ peut vous aider à protéger votre production et votre marque, contactez votre représentant 3M local ou consultez le site 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.



Informations de commande

- ▶ Logiciel de management des données du luminomètre 3M™ Clean-Trace™*

Réf. produit Description

LM1 1 unité

*Ordinateur non inclus.

- ▶ Écouvillons 3M™ Clean-Trace™ pour surface ATP

Réf. produit Description

UXL100 100/boîte

- ▶ Écouvillons 3M™ Clean-Trace™ pour eau de process (ATP Total)


Réf. produit Description

AQT200 100/boîte

- ▶ Écouvillons 3M™ Clean-Trace™ pour eau de process (ATP Libre)

Réf. produit Description

AQF100 100/boîte



emeafoodsafety@mmm.com

© 3M 2016. Tous droits réservés. 3M, 3M Science, Applied to Life., et Clean-Trace sont des marques déposées de 3M. La marque Bluetooth® et ses logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.. Toute utilisation de cette marque par 3M est soumise à licence.

70-2011-5084-7 EMEA