

# Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung  
Certificat de Conformité  
Certificato di conformità  
Certificado de conformidad  
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

<b>Part Number</b>	8060H-500.5S	8060H-1000.5S	
<i>Teilnummer / Référence / Codice Prodotto /</i>	8060H-501	8060H-1001	
<i>Número de pieza / Número da peça</i>	8060H-501S	8060H-1001S	
	8060H-502S	8060H-1002S	
	8060H-503S	8060H-1003S	
	8060H-505	8060H-1005	
	8060H-505S	8060H-1005S	
	8060H-510	8060H-1010	
	8060H-510S	8060H-1010S	
	8060H-520	8060H-1020	8060H-1520
	8060H-520S	8060H-1020S	8060H-1520S

**Description**  
*Bezeichnung / Description / Descrizione /*  
*Descripción / Descrição*

SteriWare® Powder Thief

**Material**  
*Werkstoff / Matériau / Materiale / Material /*  
*Material:*

HDPE (High Density Polyethylene)  
*HDPE (hochdichtes Polyethylen) / PEHD (Polyéthylène de Haute Densité)*  
*/ HDPE (Polietilene ad alta densità) / HDPE (Polietileno de alta densidad)*  
*/ Polietileno alta densidade*

**Date**  
*Datum / Date / Data / Fecha / Data:*

11 July 2024

## English

- We confirm that the goods are manufactured from HDPE that conforms to:
  - FDA CFR 177.1520
  - EU Regulations 10/2011
  - EC Regulations 1935/2004
- The HDPE resin used in the manufacture of the above products is BSE/TSE free. During manufacture this item does not come into contact with any products or processes that may pose a BSE/TSE risk.
- These goods are assembled and packed in a class 100,000 cleanroom. They are individually packed.
- This product is designed for single use only. It must not be used multiple times.
- Ultrasonic welding is used to adhere the components
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

## Deutsch

- *Wir bestätigen, dass diese Artikel aus HDPE entsprechend FDA CFR 177.1520 und EU 10/2011 hergestellt sind*
- *Das HDPE Harz, das für die Herstellung obenstehender Produkte verwendet wurde, ist BSE/TSE-frei. Bei der Herstellung gelangt dieser Artikel nicht mit irgendwelchen Produkten oder Prozessen, die eine BSE/TSE-Gefahr darstellen, in Kontakt.*
- *Diese Waren werden zusammengebaut und in einem Reinraum der Klasse 100.000 verpackt. Sie sind einzeln verpackt.*
- *Dieser Artikel darf nur einmal verwendet werden. Er darf nicht mehrmals benutzt werden.*
- *Die Komponenten werden durch Ultraschallschweißen zusammengefügt.*
- *Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.*

## Français

- *Nous certifions que ces produits sont fabriqués à partir de PEHD conforme aux normes FDA CFR 177.1520 et EU 10/2011.*
- *La résine (PEHD) utilisée dans la fabrication des articles ci-dessus ne contient aucune trace de BSE ni d'EST. Lors de la fabrication, cette matière n'entre pas en contact avec des produits ou des procédés qui peuvent présenter un risque d'ESB / EST.*
- *Ces produits sont assemblés et emballés dans une salle blanche classe 100 000. Ils sont emballés individuellement*
- *Ce produit est conçu pour un usage unique. Il ne doit pas être utilisé plusieurs fois.*



**Sampling Systems Ltd.**

2 Trillennium Point, Gorse Lane, Coleshill, B46 1JU, UK.  
Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com

- Le soudage par ultrasons est utilisé pour assembler les pièces.
- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.

## Italiano

- Si conferma che la merce è prodotta in HDPE certificata da FDA CFR 177.1520
- La HDPE resina utilizzata nella produzione dei prodotti è certificata BSE/TSE free. Durante la produzione l'articolo non è entrato in contatto con nessun prodotto o processo che possa causare un rischio BSE/TSE.
- Questi prodotti sono assemblati e confezionati in camera bianca classe 100,000. E' stata confezionata singolarmente.
- Il prodotto è stato concepito solo per un singolo utilizzo. Non può essere utilizzato più di una volta
- La saldatura a ultrasuoni è utilizzata per l'adesione dei componenti.
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

## Español

- Confirmamos que las mercancías están fabricadas con HDPE que se ajusta a la FDA CFR 177.1520
- La resina HDPE utilizada en la fabricación de los productos anteriores está libre de BSE/TSE. Durante su fabricación, este elemento no entra en contacto con ninguno de los productos o procesos que puedan presentar un riesgo de BSE/TSE.
- Estas mercancías se moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000. Además se envasan individualmente.
- Este producto está diseñado para un solo uso. No debe utilizarse varias veces.
- Para adherir los componentes se utiliza soldadura ultrasónica.
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

## Português

- Confirmamos que os produtos são fabricados a partir de HDPE que está em conformidade com FDA CFR 177.1520
- A HDPE resina usada na fabricação dos produtos acima é BSE / TSE livre. Durante a fabricação deste item não entra em contacto com quaisquer produtos ou processos que podem representar um risco de BSE / TSE.
- Estes bens são moldados e embalados em uma sala limpa classe 100.000. Eles são embalados individualmente.
- Este produto é projetado para uma única utilização. Não deve ser usado várias vezes.
- A Soldadura ultra-sónica é usado aderir os componentes.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

## For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.  
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.  
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.  
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.  
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.



Kuldeep Flora  
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above.  
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.  
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.  
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.  
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.  
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.