


Insert Strip 4-er gelocht 13mm



M 1:1



B-B

Insert Strip 4-er gelocht 9mm



M 1:1



Insert Strip 4-er ungelocht 9mm

Insert Strip 4-er ungelocht 9mm



M 1:1




Insert Strip 4-er gelocht 9mm




M 1:1

Insert Strip 4-er ungelocht 13mm

Insert Strip 4-er ungelocht 13mm




M 1:1



Insert Strip 4-er gelocht 13mm



M 1:1



A-A

Erstverwendung: OEM		Maße ohne Toleranzangabe		Oberflächen:		Maßstab: 1:1 ,5:1 ,1:1		Gewicht:	
						Werkstoff:			
				Datum		Name		Benennung:	
				Bearb. 20.04.17		Ecker		Insert Strip trennbar	
				Gepr. 09.05.17		Siebert			
				Rev.Vers, 3-D Daten: 00.00				Zeichnungsnummer - Revision . Version	
				BRAND		BRAND GMBH+CO KG Fabrik für Laborgeräte Postfach 1155 D-97861 Wertheim		Status Freigabe	
Rev.Vers. Änderung		Datum		Bearb.		Urspr.: 8207507-05.00		Blatt 1 1 Bl.	
						Ersatz für :		Ersetzt durch:	