



## DT-20-M-gamma Tube disperseur stérilisé avec insert rotor-stator (20x)

Composants : Tube, dispositif de dispersion, couvercle à membrane perçable

Volume : 5 - 15 ml

Applications : Dispersion, homogénéisation, suspensions

Adapté aussi pour :

- L'ajout de substances pendant le traitement d'échantillons
- Le prélèvement d'échantillons pendant le traitement d'échantillons
- Le traitement d'échantillons sous conditions stériles
- La conservation stérile d'échantillons (tissus, sang, etc.)

Unité d'emballage : 20 pièces