

NOUVEAU

Thermo Scientific Heratherm

Incubateurs microbiologiques grande capacité

Sécurité, simplicité, efficacité

Les incubateurs microbiologiques grande capacité Thermo Scientific™ Heratherm™ constituent le choix idéal pour les gros échantillons ou les volumes d'échantillon élevés.

Les unités General Protocol avec convection naturelle minimisent l'évaporation des échantillons. Les modèles Advanced Protocol Security avec technologie de convection mécanique offrent des performances de température exceptionnelles afin de garantir des résultats reproductibles.

750 L 400 L



Thermo
SCIENTIFIC



Sécurité

- Performance thermique optimale pour la protection de vos échantillons de valeur
- Alarme de surtempérature automatique
- Surveillance sécurisée des échantillons par une porte en verre interne sans impact sur la température

Simplicité d'utilisation

- Réglage facile de la température avec interface utilisateur intuitive
- Grand affichage fluorescent à vide pour une consultation facile
- Routine d'étalonnage simple

Option extérieur acier inoxydable pour les modèles Advanced Protocol Security

Répond aux besoins exigeants des laboratoires pharmaceutiques et cliniques

Incubateurs grande capacité Modèles General Protocol Heratherm

- Deux tailles (400 et 750 L)
- La technologie de convection naturelle avec débit d'air unique a été développée pour minimiser l'évaporation des échantillons
- Utilisation optimale de la chambre avec système d'étagères adaptables et roulettes verrouillables pour une installation et un déplacement faciles

GRANDE CAPACITÉ INCUBATEURS GENERAL PROTOCOL CONVECTION NATURELLE

REFERENCE	MODÈLE	VOLUME INTERNE	TEMPÉRATURE MAXIMALE °C
51029322	IGS400	406	75
51029304	IGS750	747	75

SS : extérieur en acier inoxydable

Incubateurs Advanced Protocol Security Heratherm

- La technologie de convection mécanique garantit une répartition optimale de la température avec un meilleur niveau d'uniformité de la température : $\pm 0,2$ à $0,3^{\circ}\text{C}$
- Plage de température à partir de température ambiante $+5^{\circ}\text{C}$ jusqu'à 105°C pour une plus grande souplesse d'utilisation : les unités peuvent même être utilisées pour les applications de séchage
- Cycle de décontamination à 140°C unique : plus besoin d'autoclaver séparément ni d'utiliser des décontaminants toxiques

GRANDE CAPACITÉ INCUBATEURS ADVANCED PROTOCOL SECURITY CONVECTION MÉCANIQUE

REFERENCE	MODÈLE	VOLUME INTERNE	TEMPÉRATURE MAXIMALE °C
51029326	IM400-S	381	105
51029306	IM400-S-SS	381	105
51029337	IM750-S	702	105
51029338	IM750-S-SS	702	105

COMMANDEZ DÈS AUJOURD'HUI

[Nom]
[Téléphone] ou
[eMail@eMail.com]

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site :

www.thermoscientific.com/incubators

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d'être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre distributeur local.

PHYSICION-15-0012

Thermo
SCIENTIFIC

Part of Thermo Fisher Scientific