

CERTIFICAT

NF 095 Postes de sécurité microbiologique

NF 095 Microbiological safety cabinets

Délivré à / granted to

THERMO ELECTRON LED S.A.S

4 rue Edith Piaf

FRANCE 44800 SAINT HERBLAIN

Pour les produits suivants / For the following products

POSTES DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE de type II, Catégorie 2

Références : HERASAFE 2030i 1.2 - MSC Advantage 0.9, 1.2

Microbiological safety cabinets type II, Category 2

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

Thermo Electron LED GmbH
DEU 63505 LANGENSELBOLD

Distribués par :

Marketed by :

Thermo Electron LED S.A.S
FRA 44800 SAINT HERBLAIN

Numéro d'identification :

10/01/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 12469 : 2000

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 12469 : 2000

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 6927 Rev 11
APPENDIX

Type II, Catégorie 2, 1200 x 627 x 780 (hauteur de vitre 205 mm) - 2 ventilateurs - plan de travail plein,
Référence **HERAsafe 2030i 1.2**
Type II, Category 2, 1200 x 627 x 780 (height of the window 205 mm) - 2 fans solid working surface

Type II, Catégorie 2, 1200 x 645 x 780 - 2 ventilateurs - plan de travail plein,
Référence **MSC Advantage 1.2**
Type II, Category 2, 1200 x 645 x 680 - 2 fans - solid working surface

Type II, Catégorie 2, 900 x 630 x 780 – 2 ventilateurs – plan de travail plein,
Référence **MSC Advantage 0.9**
Type II, Catégorie 2, 900 x 630 x 780 – 2 fans - solid working surface

- FIN DE LISTE -