

Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



Loopster basic

Rotator for smooth yet effective fixed speed mixing of 20 rpm.
 Ideal for biological samples, particularly blood. Suitable for separating and mixing processes of powdered and liquid samples in Eppendorf and Greiner tubes up to 50 ml.
 Easily removable attachments provide for quick cleaning in case of sample spills.

- 1) Freely adjustable rotary angle.
- 2) Different attachments allow a variety of applications.
- 3) Usable at 4 to 50 °C in

Accessoires: DS 1 Tube attachment, DS 2 Tube attachment, DS 3 Tube attachment, DS 4 Tube attachment, DS 5 Tube attachment, DS 6 Universal disc, DS 6.1 Spare clips, DS 6.2 Spare clips, DS 6.3 Spare clips, DS 6.4 Spare clips, DS 6.5 Spare clips

Données techniques	
Type de mouvement	en rotation
Capacité admissible (support inclus) [kg]	2
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. [rpm]	0
Vitesse fixe [rpm]	20
Affichage de la vitesse	aucun
Minuterie	non
Affichage de la minuterie	aucun
Type de fonctionnement	mode continu
Fonction " touch"	non
Unité superposable	non
Angle d'inclinaison min. de la plaque tournante [°]	0
Angle d'inclinaison max. de la plaque tournante [°]	90
Dimensions (L x P x H) [mm]	300 x 360 x 300
Poids [kg]	3
Plage de température du milieu admise [°C]	4 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique USB	non
Interface numérique RS 232	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	100 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Tension continue [V=]	24
Consommation électrique max. [mA]	1000
Ident. N°.	0004015000