

Flacons à réactifs en verre sodocalcique clair

Code Produit	Capacité (ml)	Diam. corps (mm)	Hauteur (mm)	Rodage femelle CN	Boitage
SBC100	50	42	77	14/15	10
SBC102	100	52	103	14/23	10
SBC104	250	69	131	19/26	10
SBC106	500	85	163	24/29	10
SBC108	1000	107	199	29/32	10

i Le flacon de 50ml est fourni avec un bouchon 14/23

Flacons à réactifs en verre sodocalcique ambré

Code Produit	Capacité (ml)	Diam. corps (mm)	Hauteur (mm)	Rodage femelle CN	Boitage
SBA100	50	42	77	14/15	10
SBA102	100	52	103	14/23	10
SBA104	250	69	131	19/26	10
SBA106	500	85	163	24/29	10
SBA108	1000	107	199	29/32	10

i Le flacon de 50ml est fourni avec un bouchon 14/23



Pipettes compte-goutte pour flacons en verre sodocalcique

Code Produit	Description	s'adaptent sur	Rodage CN	Boitage
SBD050	Pipettes compte-goutte avec tétine en silicone	flacons de 50ml	14/15	5
SBD100	Pipettes compte-goutte avec tétine en silicone	flacons de 100ml	14/23	5
SBD250	Pipettes compte-goutte avec tétine en silicone	flacons de 250ml	19/26	5

Tétines pour pipettes compte-goutte

Code Produit	Description	Boitage
SBT100	Tétines en silicone pour pipettes compte-goutte	100

Pipettes Pasteur, non cotonnées

Code Produit	Description	Longueur (mm)	Capacité (ml)	Boitage
SPP002	Non cotonnée, pointe ouverte	150	2	1000
SPP004	Non cotonnée, pointe ouverte	230	2	1000


Tétines pour pipettes Pasteur

Code Produit	Description	Boitage
BPP002	Tétines en silicone	100
BPP004	Tétines en caoutchouc naturel, latex	100



Produits en verre sodocalcique

Flacons en verre sodocalcique



Flacons à réactifs en verre sodocalcique **ambré**

- Conformes à la norme ISO 4796-2
- Flacons en verre sodocalcique ambré à col rodé
- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde de 500 nm
- Idéaux pour le stockage de substances sensibles à la lumière
- Livrés avec bouchons en polyéthylène
- Les pipettes compte-goutte pour flacons en verre sodocalcique doivent être commandées séparément

Flacons à réactifs en verre sodocalcique **clair**

- Conformes à la norme ISO 4796-2
- Flacons en verre sodocalcique transparent à col rodé
- Livrés avec bouchons en polyéthylène
- Les pipettes compte-goutte pour flacons en verre sodocalcique doivent être commandées séparément



Pipettes Pasteur, non cotonnées

- Pipettes Pasteur à usage unique pour le transfert de faibles volumes de liquide
- Fabriquées en verre sodocalcique conformément aux exigences de la norme USP de type III
- Le diamètre interne de la pointe des pipettes est de 1,1 mm
- Les pipettes et les tétines doivent être commandées séparément

Tétines pour pipettes Pasteur

- Gamme de tétines en silicone et en caoutchouc naturel pour pipettes Pasteur en verre sodocalcique

Pipettes Pasteur