

### Filtres à seringue ClearLine



Les filtres seringues en fibre de verre présentent une excellente compatibilité chimique et résistent bien aux solvants organiques et aux acides. Leur utilisation est idéale en pré-filtration de solutions visqueuses ou pour la séparation de milieux cellulaires avant stérilisation.

#### Caractéristiques :

- Pré-filtration de solutions chargées
- Grande compatibilité chimique

#### Spécifications :

- Matériau : FV - Fibre de verre
- Code couleur : Naturel
- Seuil : 1,0 µm
- Diamètre : 13 mm
- Débit (mL/mn@10psi) : -
- Point de bulles (psi) : -
- pH : 1-14
- Stérilité : Non
- Préfiltre : -

#### Unités :

100 Filtres seringues