

**Kit Exo PCR ClearUP pour 500 purifications Clearline**

- Nettoyage des produits PCR en une étape
- Protocole simple et rapide (5 min)
- Sans utilisation de colonne ou de billes magnétiques
- Elimine les amorces résiduelles, l'ADN simple brin et inactive les dNTPs en excès par déphosphorylation
- Produits purifiés utilisables pour la préparation de bibliothèques NGS
- Stockage et stabilité recommandés : Conserver à -20 °C. La date de péremption du produit à -20 °C est indiquée sur l'étiquette.

**Unités :**

1