

Désignation

- Grande jarre bd gaspak ez-jarre d'incubation pour 30 boîtes de pétri

Référence

- 260672

Unité de vente : 1



-
- Grand récipient d'incubation BD GasPak EZ
 - Porte-tube BD GasPak™
 - Les systèmes de contenants BD GasPak™ EZ aident à produire des environnements anaérobies, microaérophiles ou enrichis en CO₂ sans eau et sans catalyseur. Disponibles en deux tailles pratiques, les conteneurs d'incubation BD GasPak™ EZ sont fabriqués avec un matériau incassable et résistant aux produits chimiques conçu pour maintenir l'environnement souhaité tout au long de l'incubation. Notre conteneur d'incubation standard peut contenir jusqu'à 18 boîtes de Petri et notre grand conteneur peut contenir jusqu'à 33 portoirs BD GasPak™ EZ, qui sécurisent les boîtes de Petri et facilitent le flux de travail. Les sachets du système BD GasPak™ EZ sont dotés d'un emballage extérieur en aluminium qui, une fois ouvert, active immédiatement les environnements anaérobies, microaérophiles ou enrichis en CO₂.