



ALCOOL
ISOPROPYLIQUE 70% vol.

(GB)
70% vol. ALCOOL ISO

(NL)
ALCOHOL ISOPROPYL 70% vol.

(E)
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

Serviette
imprégnée

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	•	60 mm	80 mm
4054	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm
24054	Flacon	500 ml	255 mm	63 mm
24055	Recharge	500 ml	205 mm	63 mm
24056	Bidon	2 L	•	•
24057	Bidon	5 L	•	•

Présentation

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine) et de surface.
- Sans gaz
- Action immédiate.

CE



4 1 5 4 4 0 5 4 2 4 0 5 5 2 4 0 5 4 2 4 0 5 7

COMPOSITION : Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

MODE D'EMPLOI : Lingette imprégnée permettant de préparer une surface corporelle saine d'environ 0.2m² avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

PRÉCAUTIONS : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.