



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
09/07/2015

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### REF: BSI105

**SPUGNETTE PROTETTIVE A POROSITÀ CONTROLLATA PER CASSETTE PER INCLUSIONE. RESISTENTI AI SOLVENTI UTILIZZATI PER LA PROCESSAZIONE. SPUGNETTE MOLTO UTILI NELLA PREPARAZIONE DI CAMPIONI BIOPTICI DI PICCOLE DIMENSIONI.**

***PROTECTIVE BIOPSY PADS FOR EMBEDDING CASSETTES, WITH CONTROLLED POROSITY. RESISTANT TO SOLVENT USED FOR PROCESSING. PADS VERY USEFUL IN THE PREPARATION OF SMALL BIOPSY SAMPLES.***



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
*CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive*

| Fabbricante                | NUOVA APTACA SRL                        | Manufacturer               |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| CODICE del Fabbricante     | 14100                                   | Manufacturer ITEM CODE     |
| Stato microbiologico       | NON STERILE / NOT STERILE               | Microbiological status     |
| Materiale impiegato        | SCHIUMA DI POLIESTERE<br>POLYESTER FOAM | Raw material               |
| Colore                     | BLU / BLUE                              | Color                      |
| Dimensioni (mm)            | 31 X 26,5                               | Dimensions (mm)            |
| Spessore (mm)              | 3,0                                     | Thickness (mm)             |
| Densità                    | 31 ±3 Kg/m3                             | Density                    |
| Resistenza a compressione  | 3,0 ±1 k/Pa                             | Compression load defection |
| Porosità (n° fori per cm2) | 57-70                                   | Cells for cm2              |
| Validità del prodotto      | 5 ANNI / YEARS                          | Shelf life                 |
| Quantità (pz):             | 5000                                    | Quantity (pcs):            |
| Confezione interna (pz):   | 500                                     | Internal packing (pcs):    |



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
09/07/2015

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

### **DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE**

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto per la protezione dei pezzi istologici destinati all'inclusione e all'effettuazione di analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" for the protection of samples for the inclusion and to perform laboratory tests.*

*For use in professional test laboratory only*

### **AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS**

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*