



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

Rev. 24/05/2023

Pag. 1 di 2

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET





MICROTUBI / MICROTUBES
ClearLine®

La purezza dei prodotti ClearLine® si ottiene soprattutto evitando qualsiasi contaminazione già durante la produzione. Certificato di analisi per lotto di produzione.

The purity of the products ClearLine® is achieved especially by avoiding any contamination during production. Certificate of analysis for production batch.

Biosigma S.p.A.






CERTIFICA
che i MICROTUBI della
linea ClearLine® sono
completamente
privi di:

- DNA umano
- PCR inibitori
- DNasi
- RNasi
- Pirogeni
- ATP

CERTIFIES
that MICROTUBES
ClearLine®
are completely free of:

- human DNA
- PCR inhibition
- DNase
- RNase
- Pyrogens
- ATP

Code	Descrizione	Scatola	Conf.
Code	Descriptions	Box	Packaging
CL022	Conetto con tappo tipo Eppendorf, Vol. 1,5 ml, in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, Vol. 1.5 ml, in PP.</i>	1.000 pz./pcs.	2 sacchetti da 500 pz. <i>2 bags of 500 pcs.</i>
CL022B	Conetto con tappo tipo Eppendorf, Vol. 1,5 ml, in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, Vol. 1.5 ml, in PP.</i>	Bulk 10.000 pz./pcs.	10 sacchetti da 1000 pz. <i>10 bags of 1000 pcs.</i>
CL022BB	Conetto con tappo tipo Eppendorf, Vol. 1,5 ml, in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, Vol. 1.5 ml, in PP.</i>	Bulk 10.000 pz./pcs	20 sacchetti da 500 pz. <i>20 bags of 500 pcs.</i>
CL0269	Conetto Vol. 2 ml con tappo, in PP. <i>Microtube with cap Vol. 2 ml, in PP.</i>	1.000 pz./pcs.	2 sacchetti da 500 pz. <i>2 bags of 500 pcs.</i>
CL0269B	Conetto Vol. 2 ml con tappo, in PP. <i>Microtube with cap Vol. 2 ml, in PP.</i>	Bulk 8.000 pz./pcs.	8 sacchetti da 1000 pz. <i>8 bags of 1000 pcs.</i>
CL0269BB	Conetto Vol. 2 ml con tappo, in PP. <i>Microtube with cap Vol. 2 ml, in PP.</i>	Bulk 8.000 pz./pcs.	16 sacchetti da 500 pz. <i>16 bags of 500 pcs.</i>

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Prodotti in Polipropilene (PP)
- Trasparenza ottimale,
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Congelabili fino a -80 °C;
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Sacchetti con zip, richiudibili,
- Graduati
- Con superficie scrivibile,
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile

MAIN CHARACTERISTICS:

- In Polypropylene (PP)
- Optimal transparency,
- Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Freezing up to -80 °C
- Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,
- Zip bags, resealable
- Graduated
- With writing area,
- Cap with writing area and pierceable



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D
Rev. 24/05/2023

Pag. 2 di 2

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

**DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/
MANUFACTURER DEFINITION:**

BIOSIGMA SpA
Via Valletta, 6
30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

DESTINAZIONE D'USO:

I MICROTUBI ClearLine® sono prodotti monouso destinati ad usi generici di laboratorio.

DESTINATION USE:

MICROTUBES ClearLine® are disposable labware intended For general laboratory use

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione,
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare,
- Non utilizzare il prodotto scaduto,
- Non variare la destinazione d'uso,
- Prodotto non adatto ai bambini,
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, temperatura min -10°C max +50°C,
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente.

for professional use only

- Use gloves: contamination risk if contents leak,
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product,
- Do not use after expiry date,
- Do not vary the intended purpose of the product,
- Keep out of reach of children,
- Store the product in dry place, temperature range: min. -10°C max 50°C,
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations.