

Désignation

- Etaleurs

Référence

- 395126

Unité de vente

500 Etaleurs (100 sachets de 5 étaleurs)

Description

L'utilisation prévue est « Pour un usage général en laboratoire ». Distribution d'échantillons bactériens ou de cultures cellulaires sur des milieux de culture solides. Utilisé dans les laboratoires de microbiologie pour l'étude des colonies de micro-organismes. Également utilisé dans la recherche biologique pour les études de croissance cellulaire ou les tests de sensibilité aux antibiotiques

Caractéristiques techniques

- En ABS
- Surface de contact : Large et plat pour maximiser l'efficacité de la distribution des échantillons. Surface lisse pour éviter d'endommager la surface de la gélose.
- Uniformité : Assure une répartition homogène de l'échantillon sur toute la surface de la gélose.
- Pratique : Facile à manipuler, avec poignée ergonomique pour une distribution uniforme sans effort
- Validité : 36 mois
- Stériles
- Longueur : 149,6 mm
- Largeur : 39,8 mm

