

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET****BACCHETTE A "L" IN ABS****Ideale per distribuire campioni in modo uniforme su tutta la superficie della piastra.****Cell Spreader (L type) in ABS****Ideal for distributing samples evenly across the entire surface of the plate.**

REF	Confezione Package	Quantità (pz) Quantity (pcs)
BSM0230	10 pz/pcs	500
BSM0231	1 pz/pc	200
BSM0235	5 pz/pcs	500
BSM02350	50 pz	500

Uso e Applicazioni	La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio". Distribuzione di campioni batterici o di colture cellulari su terreni di coltura solidi. Utilizzato nei laboratori di microbiologia per lo studio delle colonie di microrganismi. Utilizzato anche in ricerca biologica per studi di crescita cellulare o prove di sensibilità agli antibiotici. <i>The intended purpose is "For generic laboratory uses".</i> <i>Distribution of bacterial samples or cell cultures on solid culture media.</i> <i>Used in microbiology laboratories to study colonies of microorganisms.</i> <i>Also used in biological research for cell growth studies or antibiotic sensitivity tests.</i>	<i>Use and Applications</i>
Prestazione Caratteristiche	Superficie di contatto: Larga e piatta per massimizzare l'efficienza nella distribuzione del campione. Superficie liscia per evitare danni alla superficie dell'agar. <i>Contact surface:</i> <i>Large and flat to maximize sample distribution efficiency.</i> <i>Smooth surface to avoid damage to the agar surface.</i>	<i>Performance Features</i>
Vantaggi	Uniformità: Garantisce una distribuzione omogenea del campione sulla superficie dell'agar. Praticità: Facilmente maneggiabile, con impugnatura ergonomica per una distribuzione uniforme senza sforzi. <i>Uniformity: Ensures homogeneous distribution of the sample on the agar surface.</i> <i>Convenience: Easily handled, with ergonomic grip for uniform distribution without effort.</i>	<i>Advantages</i>
Validità	5 anni / 5 years	<i>Shelf Life</i>
Lunghezza	149.6 mm	<i>Length</i>
Larghezza	39.8 mm	<i>Width</i>
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale	ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE (ABS) ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)	<i>Raw material</i>

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product.
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened.
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device.
- Non variare la destinazione d'uso



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Rev. 28/11/2025

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Do not vary the intended purpose of the product.

- Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children.
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

DOMINIQUE DUTSCHER SAS