

BD Emerald™ Syringe For General Purpose Use

A Step Toward A Greener Future



Une nouvelle seringue pour usage général inspirée par l'engagement continu de BD quant à la santé mondiale

Atteindre des normes de performance mondiales

Chaque seconde de chaque jour environ 220 seringues de BD sont utilisées dans le monde. Sur base de sa présence au niveau mondial et de son innovation depuis plus de 100 ans en techniques d'injection, BD a créé les spécifications pour le design et la fabrication de la seringue BD Emerald, qui est en conformité avec les normes de performance ISO 7886-1 et ISO 594.

Les seringues BD Emerald doivent correspondre à plus de quarante critères spécifiques avant d'être qualifiées

à l'usage. L'engagement permanent de BD pour l'amélioration de ses produits relève continuellement la barre de leur fiabilité.

Réduire l'impact environnemental

La santé humaine et un environnement sain étant inséparables, BD s'est donc focalisé sur la conception, la fabrication et la distribution de produits technologiques médicaux sûrs et efficaces qui contribuent à minimaliser l'impact environnemental.

La ligne de produits BD Emerald est fabriquée à l'aide de méthodes plus durables avec moins de matières premières.



Helping all people
live healthy lives


pour La conversion de la moitié des seringues de par le monde en seringues BD Emerald permettrait d'économiser 15 millions de kg de déchets par an. Ceci est l'équivalent du poids total de près de 200.000 personnes ... de quoi remplir deux stades olympiques!

Seringue BD Emerald :
un pas vers un avenir plus vert.

BD Emerald™ Syringe For General Purpose Use

A Step Toward A Greener Future

Conçue avec:



Joint de piston vert et graduation bien lisible
Pour administrer la dose exacte

Corps transparent
Pour bien voir le liquide

Bague de rétention robuste
Pour prévenir l'extraction accidentelle du piston

Correspond aux normes internationales

- Marquage CE
- ISO 7886-1 et ISO 594

Réduit au minimum l'élimination des déchets
Contient moins de matière que d'autres seringues*

Chaque seringue BD Emerald :

- Correspond aux besoins cliniques de par le monde
- Répond aux normes de qualité à l'échelle mondiale
- Réduit l'impact environnemental
- PLUS - vous propose la gamme complète d'aiguilles au biseau de classe mondiale

Ailettes amples et bien formées
Pour la stabilité et le confort lors de l'utilisation

Poussoir texturé
Contre le glissement lors de l'administration

Sans latex de caoutchouc naturel.

CERTIFIÉ PAR BD
SERINGUES BD EMERALD™

| Référence | Description |
|-----------|--|
| 307727 | Seringue BD Emerald™ 2 ml, embout luer centré |
| 307731 | Seringue BD Emerald™ 5 ml, embout luer centré |
| 307736 | Seringue BD Emerald™ 10 ml, embout luer centré |



Tel. 00 32 (0)56 53 11 33
Fax 00 32 (0)56 53 11 43

e-mail: info@mls.be
www.mls.be

Ringlaan 7 - B-8930 Menen



Strong in consumables, excellent for laboratories and hospitals

Sauf indication contraire, BD, BD Logo et toutes les autres marques sont la propriété de Dickinson and Company © 2011 BD
* Données en notre possession. Basé sur une comparaison avec les principales marques mondiales de seringues.
BD 4/11 - 0840

 Afin de contribuer à la protection de l'environnement, BD a décidé d'imprimer ce message sur du papier recyclé.