



“
30 ans
d'expertise
”

////////////////////
Division Rétention - Stockage

Découvrez
notre **nouvelle gamme** de
bacs de rétention
petits volumes !



Labo-Réten 5 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR5CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR5CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR5NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR5NEWMP056F** (Gris argent)


Capacité : 5 L
Dimensions : L 445 x l 415 x H 45 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 8 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR8CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR8CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR8NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR8NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 8 L
Dimensions : L 635 x l 410 x H 50 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 10 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR10CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR10CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR10NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR10NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 10 L
Dimensions : L 445 x l 415 x H 90 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 20 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR20CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR20CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR20NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR20NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 20 L
Dimensions : L 640 x l 410 x H 115 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 30 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR20CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR20CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR20NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR20NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 30 L
Dimensions : L 640 x l 410 x H 165 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 40 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR30CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR30CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR30NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR30NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 40 L
Dimensions : L 640 x l 410 x H 220 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 60 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR60CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR60CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR60NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR60NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 60 L
Dimensions : L 805 x l 640 x H 150 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056

Pour le Labo-Réten 60 litres, un renfort est ajouté pour soutenir les caillebotis.



Labo-Réten 90 Litres et 100 Litres (sans caillebotis)

Avec caillebotis plastique : Réf. **LABR90CNEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR90CNEWMP056F** (Gris argent)
Sans caillebotis : Réf. **LABR90NEWMP012F** (Vert Anis) ; **LABR90NEWMP056F** (Gris argent)

Capacité : 90 L avec caillebotis ; 100 L sans caillebotis
Dimensions : L 1200 x l 640 x H 160 mm
Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056

Pour le Labo-Réten 90 litres, deux renforts sont ajoutés pour soutenir les caillebotis.



Charge statique maximale uniformément répartie

GAMME
COMPLÈTE

GAMME COMPLÈTE

La gamme propose **8 volumes adaptés à tous vos besoins**. Les dimensions ont été revues pour une meilleure ergonomie de travail et un **nouveau volume de 5L** a été ajouté !



NOUVEAUX CAILLEBOTIS

Les caillebotis sont tous **amovibles**. Leur nouvelle surface en relief les rendent également **antidérapants**.




CAILLEBOTIS

DESIGN

ESTHÉTIQUES & ERGONOMIQUES

Le nouveau design de la gamme lui confère un aspect résolument moderne et une **ergonomie renforcée** grâce à l'intégration de **poignées de préhension** facilitant le déplacement des bacs (sauf sur bacs 5L et 8L).



2 COLORIS AU CHOIX

Toute la gamme est disponible en 2 coloris :
Vert Anis MP00012
ou **Gris Argent** MP00056



COLORIS

La nouvelle gamme de bacs de rétention petits volumes



C'est aussi et toujours :

- Des bacs rotomoulés très robustes
- Des matières recyclables
- Une garantie de résistances aux UV
- Une insensibilité à la corrosion

Et pour découvrir toutes nos solutions de rétention et de stockage, n'hésitez pas à demander notre catalogue général qui présente toutes nos gammes !



LA JANAIE - ZA DES ROLANDIÈRES - BAGUER-PICAN - 35120 - DOL DE BRETAGNE

Tél. : +33 (0)2 99 58 12 12 - Fax : +33 (0)2 99 58 10 24

Mail : info@emp-rotomoulage.fr

www.emp-rotomoulage.fr