

CERTIFICADO DE SÉRIE

BATCH CERTIFICATE

Ensaio realizado segundo a norma ISO 4787, à temperatura de 20°C. Os padrões utilizados são calibrados por laboratório acreditado ISO/IEC 17025 e são rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais reconhecidos. Os produtos certificados por este documento são produzidos no âmbito de um sistema de gestão da qualidade certificado desde 1995.

Tests performed according to ISO 4787, at 20°C. The standards used are calibrated by ISO/IEC 17025 accredited laboratory and are traceable to national or international recognized standards. The products certified by this document are manufactured under a quality system certified since 1995.

Referência <i>Reference</i>	4.3168609
Designação <i>Description</i>	Balão volumétrico, boro 3.3, impr. azul, rolha plást. Normax 10/19 cl-A 10 ml Volumetric flask w/ plastic stopper blue printed 10/19 cl-A 10 ml
Data <i>Date</i>	2024-10-01
Serie <i>Batch</i>	80372
Unidades <i>units</i>	ml
Valor nominal <i>Nominal value</i>	10
Divisão <i>Division</i>	
Norma <i>Standard</i>	ISO 1042
Tolerância <i>Tolerance</i>	0.040
Média <i>Mean value</i>	10.002
Desvio padrão <i>Standard deviation</i>	0.001

Documento emitido automaticamente. Válido sem assinatura
Document issued electronically. Valid without signature

Documento emitido de acordo com norma ISO/IEC 17050
Document issued according to ISO/IEC 17050