



ESPESSURA TRAÇOS - 0,4 mm
 TOLERÂNCIA NO VOLUME - (+-) 1 ml
 ALTURA INTERNA ATÉ AO TRAÇO
 MAIS ALTO DA ESCALA - 145 mm Min.
 DISTÂNCIA DO TRAÇO MAIS ALTO
 DA ESCALA ATÉ AO CIMO DA
 PROVETA - 35 mm Min.

TRAÇO CURTO
 ENTRE 9,42 e 18,85 mm
 TRAÇO INTERMÉDIO
 1,5 X TRAÇO CURTO (APROX.)
 TRAÇO GRANDE
 2 X TRAÇO CURTO (APROX.)



DESENHO NR 11591	DESIGNAÇÃO PROVETA GRADUADA COM BICO, 100 ML	REF. 51 396 24
CLIENTE		
APROVADO POR <i>Rui Cunha</i>	DATA 03/12/97	DESENHADO POR DATA
SUBSTITUIDO POR	DATA	SUBSTITUI DATA
MODIFICAÇÕES		
MATERIAIS	REF.	ESCALA
OBSERVAÇÕES		
 NORMAX Fabrica de vidros científicos, limitada		