

General lab. glassware | Vidrio general para lab. | Verrerie générale de lab.



NORMAX® desiccators are available in the following range of models (with stopcock, without stopcock and with rotating sleeve valve) and sizes (150, 200, 250 and 300 mm).

All the components are available as spare parts, if necessary.

For vacuum purposes, the lid and bottom grinded areas must be kept clean and lubricated.

NORMAX® desiccators are marked with Normax brand to ensure authenticity.



Los desecadores NORMAX® están disponibles en la siguiente gama de modelos (con llave de paso, sin llave de paso y con válvula de manga giratoria) y tamaños (150, 200, 250 y 300 mm).

Todos los componentes están disponibles como repuestos, si es necesario.

Para el uso en vacío, las superficies esmeriladas de la tapa y del fondo de los desecadores deben mantenerse siempre limpias y lubricadas.

Los desecadores NORMAX® están marcados con la marca Normax para garantizar la autenticidad.



Les dessiccateurs NORMAX® sont disponibles dans la gamme de modèles suivante (avec robinet d'arrêt, sans robinet d'arrêt et avec robinet à manchon rotatif) et dans les dimensions (150, 200, 250 et 300 mm).

Tous les composants sont disponibles en tant que pièces de rechange, si nécessaire.

Pour l'utilisation en vide, il faut maintenir les surfaces émeris du couvercle et du fond toujours propres et lubrifiées.

Les dessiccateurs NORMAX® sont marqués avec la marque Normax pour garantir leur authenticité.



Reinforced box
Caja reforzada
Boîte renforcée

Accessories | Accesorios | Accessoires

| Ref. | Feature Característica Caractéristique |
|-----------|---|
| 719270 | Protection glove Guante de protección Gant de protection |
| LG9116950 | Joint grease Grasa para juntas Graisse pour joints |
| 8GE0043V | Orange Silica Gel 1 kg Gel de sílice naranja 1 kg Gel de sílice orange 1 kg |
| 8GE0043W | Orange Silica Gel 5 kg Gel de sílice naranja 5 kg Gel de sílice orange 5 kg |



NEW-NUEVO-NOUVEAU

Sealing ring
Anillo de sellado
Bague d'étanchéité

With stopcock, sealing ring, soda-lime glass

Con llave, anillo de sellado, vidrio corriente

Avec robinet, bague d'étanchéité, verre sodocalcique

Without plate

Sin placa

Sans plaque

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 4906019W | 150 |
| 4906031W | 250 |

With porcelain plate (photo a)

Con placa de porcelana (foto a)

Avec plaque de porcelaine (photo a)

| Ref. | Size (mm) |
|-----------|-----------|
| 49060191W | 150 |
| 49060311W | 250 |

With metal plate (photo b)

Con placa de metal (foto b)

Avec plaque de metal (photo b)

| Ref. | Size (mm) |
|-----------|-----------|
| 49060192W | 150 |
| 49060312W | 250 |



Components, soda-lime glass

Componentes, vidrio corriente

Composants, verre sodocalcique

| Ref. | Size (mm) | Photo | Feature |
|----------|-----------|-------|--------------------------------|
| 4906219 | 150 | 1 | lid without stopcock |
| 4906224 | 200 | | tapa botón |
| 4906231 | 250 | | couvercle à bouton |
| 4906234 | 300 | 2 | lid with rotating sleeve valve |
| 4906619 | 150 | | tapa con oliva |
| 4906624 | 200 | | couvercle avec vanne rotative |
| 4906631 | 250 | | |
| 4906634 | 300 | 3 | lid with stopcock |
| 4906319 | 150 | | tapa con grifo |
| 4906324 | 200 | | couvercle à robinet |
| 4906331 | 250 | | |
| 4906334 | 300 | 4 | stopcock llave robinet |
| 9065021 | IN 14 | | |
| 4907119 | 150 | 5 | jar |
| 4907124 | 200 | | fondo |
| 4907131 | 250 | | fond |
| 4907134 | 300 | | |
| 4907119W | 150 | - | jar for sealing ring |
| 4907131W | 250 | - | |
| 4910150W | 150 | - | black sealing ring |
| 4910250W | 250 | - | |



Plate

Placa

Plaque

| Ref. | Size (mm) | Photo | Plate |
|---------|-----------|-------|------------|
| 4906402 | 150 | a | porcelain |
| 4906404 | 200 | | porcelana |
| 4906405 | 250 | | porcelaine |
| 4906406 | 300 | b | metal |
| 4906502 | 150 | | |
| 4906504 | 200 | | |
| 4906505 | 250 | | |
| 4906506 | 300 | | |

Soda-lime glass

| Ref. | Size (mm) |
|---------|-----------|
| 4906019 | 150 |
| 4906024 | 200 |
| 4906031 | 250 |
| 4906034 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 49060191 | 150 |
| 49060241 | 200 |
| 49060311 | 250 |
| 49060341 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 49060192 | 150 |
| 49060242 | 200 |
| 49060312 | 250 |
| 49060342 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|---------|-----------|
| 4906119 | 150 |
| 4906124 | 200 |
| 4906131 | 250 |
| 4906134 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 49061191 | 150 |
| 49061241 | 200 |
| 49061311 | 250 |
| 49061341 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 49061192 | 150 |
| 49061242 | 200 |
| 49061312 | 250 |
| 49061342 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|---------|-----------|
| 4906519 | 150 |
| 4906524 | 200 |
| 4906531 | 250 |
| 4906534 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 49065191 | 150 |
| 49065241 | 200 |
| 49065311 | 250 |
| 49065341 | 300 |

| Ref. | Size (mm) |
|----------|-----------|
| 49065192 | 150 |
| 49065242 | 200 |
| 49065312 | 250 |
| 49065342 | 300 |

Vidrio corriente

With stopcock, **without plate**

Con llave, **sin placa**

Avec robinet, **sans plaque**

With stopcock, **porcelain plate**

Con llave, **placa de porcelana**

Avec robinet, **plaque de porcelaine**

With stopcock, **metal plate**

Con llave, **placa de metal**

Avec robinet, **plaque de metal**

Without stopcock, **without plate**

Con tapa botón, **sin placa**

À bouton, **sans plaque**

Without stopcock, **porcelain plate**

Con tapa botón, **placa de porcelana**

À bouton, **plaque de porcelaine**

Without stopcock, **metal plate**

Con tapa botón, **placa de metal**

À bouton, **plaque de metal**

With rotating sleeve valve, **without plate**

Con oliva, **sin placa**

Avec vanne rotative, **sans plaque**

With rotating sleeve valve, **porcelain plate**

Con oliva, **placa de porcelana**

Avec vanne rotative, **plaque de porcelaine**

With rotating sleeve valve, **metal plate**

Con oliva, **placa de metal**

Avec vanne rotative, **plaque de metal**

Verre sodocalcique

