





# Fiche n° S1 :





## Paillasse murale avec pieds en A




Paillasse murale nue



Paillasse murale avec dossier mural simple



Paillasse murale avec dossier tablette mural



Paillasse murale avec caisson technique mural sur plage en résine

	Hauteur disponible Repère A		Hauteur disponible Repère B	
	Ht 900	Ht 750	Ht 900	Ht 750
Ht paillasse				
Ht bandeau				
Mélangé Ht 130	740	590	740	605
Métallique Ht 75	740	590	795	660
Métallique Ht 40	740	590	830	680

**Option :** Bandeau de ceinture de couleur au choix dans la gamme  
 Profondeur utile 600 ou 750 mm (Dans le cas de profondeur de 600 mm, l'espace entre le pied et le mur est réduit de 150 mm).



N°200204407