



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
06/05/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

PIPETTE PASTEUR in Polietilene (PE)

PASTEUR PIPETTES in Polyethylene (PE)

MADE IN SLOVAKIA



Dispenser Box 500 pcs
Per pipette da 1 e 3 ml non sterili
For 1 and 3 ml not sterile pipettes



| Codice Reference | Descrizione Description | Lunghezza Length (mm) | Capacità bulbo Bulb draw (ml) | Graduazioni Graduations | Sterile | Confezionamento pz. Packaging pcs. |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| BSV1344 | Pasteur Pipette 1 ml | 147 | 4.25 | si/yes | no | 6 dispenser boxes X 500 |
| 390509 | Pasteur Pipettes 1 ml | 147 | 4.25 | si/yes | no | 1 dispenser box X 500 |
| BSV1364 | Pasteur Pipette 3 ml | 155 | 4.10 | si/yes | no | 6 dispenser boxes X 500 |
| 390512 | Pasteur Pipette 3 ml | 155 | 4.10 | si/yes | no | 1 dispenser box X 500 |
| BSV180 | Pasteur Pipette 10 ml | 160 | 10 | no | no | 6 bags X 250 |

N.B.: I volumi riportati sono puramente indicativi. Questi dispositivi non hanno funzione di misura.

Volumes are only indicatives. These devices have no function of measuring.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Per usi generici di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Per i prodotti STERILI: non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min -10° max +50°
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- *For generic laboratory use*
- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Sterile product: Do not use if package damaged*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*