

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET****PIPETTE PASTEUR IN Polietilene (PE)****PASTEUR PIPETTES Polyethylene (PE)**

MADE IN CHINA

**STANDARD**

Codice Reference	Descrizione Description	Lunghezza Length (mm)	Capacità bulbo Bulb draw (ml)	Vol. goccia Drop Vol. µl	Graduazioni Graduations	Sterile	Confezionamento pz. Packaging pcs.
BSV134	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	40	si/yes	no	6 dispenser boxes X 500
BSV1351	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	40	si/yes	si/yes	1000 in individual peel-pack
BSV135	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	40	si/yes	si/yes	1000 in peel-pack of 5 pcs
BSV136	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	50	si/yes	no	6 dispenser boxes X 500
BSV1371	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	50	si/yes	si/yes	1000 in individual peel-pack
BSV137	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	50	si/yes	si/yes	1000 in peel-pack of 5 pcs
BSV140	Pipetta Pasteur 1 ml	125	1	40	no	no	6 bags X 1000
BSV150	Pipetta Pasteur 1 ml	70	1	40	no	no	10 bags X 1000
BSV150/G	Pasteur Pipette 1 ml/yellow	70	1	40	no	no	10 bags X 1000

N.B.: I volumi riportati sono puramente indicativi. Questi dispositivi non hanno funzione di misura.
Volumes are only indicatives. These devices have no function of measuring.

Tutti i prodotti venduti come "STERILI" sono sterilizzati a raggi Beta in conformità con le normative UNI EN 556 e UNI EN ISO 11137. Sterility Assurance Level (SAL) di 10^{-6}

All products sell as "STERILE" are sterilized with Beta rays in compliance with EN 556 and EN ISO 11137 standards. Sterility Assurance Level (SAL) di 10^{-6}

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Per usi generici di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Per i prodotti STERILI: non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min -10° max +50°
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- *For generic laboratory use*
- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Sterile product: Do not use if package damaged*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*