

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET****PIPETTE PASTEUR IN Polietilene (PE)****PASTEUR PIPETTES Polyethylene (PE)**

MADE IN CHINA

**STANDARD**

Codice Reference	Descrizione Description	Lunghezza Length (mm)	Capacità bulbo Bulb draw (ml)	Vol. goccia Drop Vol. µl	Graduazioni Graduations	Sterile	Confezionamento pz. Packaging pcs.
<b>BSV134</b>	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	40	si/yes	no	6 dispenser boxes X 500
<b>BSV1351</b>	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	40	si/yes	si/yes	1000 in individual peel-pack
<b>BSV135</b>	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	40	si/yes	si/yes	1000 in peel-pack of 5 pcs
<b>BSV136</b>	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	50	si/yes	no	6 dispenser boxes X 500
<b>BSV1371</b>	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	50	si/yes	si/yes	1000 in individual peel-pack
<b>BSV137</b>	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	50	si/yes	si/yes	1000 in peel-pack of 5 pcs
<b>BSV140</b>	Pipetta Pasteur 1 ml	125	1	40	no	no	6 bags X 1000
<b>BSV150</b>	Pipetta Pasteur 1 ml	70	1	40	no	no	10 bags X 1000
<b>BSV150/G</b>	Pasteur Pipette 1 ml/yellow	70	1	40	no	no	10 bags X 1000

N.B.: I volumi riportati sono puramente indicativi. Questi dispositivi non hanno funzione di misura.  
Volumes are only indicatives. These devices have no function of measuring.

Tutti i prodotti venduti come "STERILI" sono sterilizzati a raggi Beta in conformità con le normative UNI EN 556 e UNI EN ISO 11137. Sterility Assurance Level (SAL) di  $10^{-6}$

All products sell as "STERILE" are sterilized with Beta rays in compliance with EN 556 and EN ISO 11137 standards. Sterility Assurance Level (SAL) di  $10^{-6}$

**RACCOMANDAZIONI PER L'USO**

- Per usi generici di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Per i prodotti STERILI: non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min -10° max +50°
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente

**RECOMMENDATION USE (exclusive as information)**

- For generic laboratory use
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Sterile product: Do not use if package damaged
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations