



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
30/04/2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSA063

TAPPI ALETTATI PER PROVETTE Ø 16 MM.

STOPPERS WITH TONGUES FOR TEST TUBES Ø 16 MM.



Codice CND W050301020180 PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI – ACCESSORI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	NUOVA APTACA SRL	Manufacturer
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material – container
Provette utilizzabili	Ø 16 MM.	Usable with test-tubes
Temperature tollerate	MIN -40°C MAX +75°C	Temperature range
Tipo chiusura	A PRESSIONE / TO PRESSURE	Closing type
Altezza (mm)	23	Height (mm)
Altezza esterna (mm)	11	External height (mm)
Diametro (mm)	Ø 15,5	Diameter (mm)
Peso (gr.)	1,0	Weight (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	10.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1000	Internal packing (pcs):

TABELLA DI CORRISPONDENZA CODICI / CORRELATION CODES TABLE

Codice / Code	Colore / Colour	CODICE del Fabbriicante / Manufacturer ITEM CODE
BSA063	Neutro / Neutral	1127.01
BSA063/AZ	Azzurro / Light blue	1127
BSA063/B	Bianco / White	1127.02
BSA063/BLU	Blu / Blue	1127.03
BSA063/G	Giallo / Yellow	1127.04
BSA063/RO	Rosso / Red	1127.05
BSA063/V	Verde / Green	1127.06
BSA063/RA	Rosa / Pink	1127/ROSA



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
30/04/2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a tappare provette destinate a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to close test tubes containing blood and biological liquids to perform laboratory tests.

For use in professional test laboratory only.

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue