



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |  
E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

M521D

27/06/2014

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### Conetto con tappo utilizzabile su Cobas® in PE Cone with cap utilizable on Cobas® in PE



DISPONIBILI IN 5 COLORI  
5 COLORS AVAILABLE

codice CND W050301020202: microprovette e coppette senza additivi in materiale plastico per analisi

Codice Code	Descrizione Descriptions	Colore Color	Volume ml	Dimensioni mm Dimensions mm	Pz/Conf. Pcs/Conf.
BSA024	Conetto utilizzabile su Cobas® PE <i>Cone with cap utilizable on Cobas® in PE</i>	Neuto <i>Neutral</i>	0,75	Ø 8 H 35	10 x 1000
BSA024/BLU	Conetto utilizzabile su Cobas® PE <i>Cone with cap utilizable on Cobas® in PE</i>	Blu <i>Blue</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000
BSA024/G	Conetto utilizzabile su Cobas® PE <i>Cone with cap utilizable on Cobas® in PE</i>	Giallo <i>Yellow</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000
BSA024/RA	Conetto utilizzabile su Cobas® PE <i>Cone with cap utilizable on Cobas® in PE</i>	Rosa <i>Pink</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000
BSA024/V	Conetto utilizzabile su Cobas® PE <i>Cone with cap utilizable on Cobas® in PE</i>	Verde <i>Green</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Utilizzabile su strumento COBAS MIRA® e MIRA+®
- In Polietilene (PE)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Non sterili

#### MAIN CHARACTERISTICS:

- Utilizable on COBAS MIRA® and MIRA+®,
- In Polyethylene (PE)
- Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Not sterile

#### Definizione del fabbricante / Manufacturer definition

BIOSIGMA S.r.l. - Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY  
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228  
E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - <http://www.biosigma.com>





Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

27/06/2014

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### DESTINAZIONE D'USO:

I MICROTUBI sono prodotti monouso destinati a contenere campioni di origine biologica per analisi di laboratorio.

ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO.

L'uso e la manipolazione dei dispositivi è riservata al personale medico e tecnico con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale

### DESTINATION USE:

MICROTUBES are disposable labware intended to be used on laboratory to contain biological liquids for in vitro diagnostic analysis.

FOR IN VITRO USE ONLY

The use and the manipulation of the devices are reserved to the medical and technical staff with the necessary professional qualification.

### CLASSIFICAZIONE:

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. classifica i suddetti prodotti come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE è disponibile su richiesta.

### CLASSIFICATION:

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17<sup>th</sup> November 2000, Biosigma s.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and classifies it as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request.

### DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE Destinato esclusivamente ad uso professionale

#### RACCOMANDAZIONI D'USO

(a carattere esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio.
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto.
- Non variare la destinazione d'uso.
- Prodotto non adatto ai bambini.
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente.

### IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE For professional use only

#### RECOMMENDATIONS FOR USE

(as for information)

- Use only for laboratory analysis.
- Do not hold the device to the flame or heat sources that may cause damage.
- Do not use after expiry.
- Do not vary the intended purpose of the product.
- Keep out of reach of children.
- Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.
- Waste disposal: utilize the provided D.P.I and discharge under the laws in force.

### Interpretazione dei simboli sull'imballaggio

#### Interpretation of the symbols on the package



Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro  
*This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices*



Simbolo per "Mantenere secco"  
Symbol for "Keep dry"



Simbolo per "non riutilizzare"  
Symbol for "Do not reuse"



Simbolo per "codice del lotto"  
Symbol for "batch code"



Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso"  
Symbol for "Consult Instructions for Use"



Simbolo per "utilizzare entro"  
Symbol for "Use by"



Simbolo per "limite di temperatura"  
Symbol for "temperature limitation"



Simbolo per "fabbricante"  
Symbol for "Manufacturer"



Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro"  
Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"



Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura"  
Symbol for "Fragile, handle with care"



Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata"  
Symbol for "Do not use if package damaged"



Simbolo per "Tenere lontano dal calore"  
Symbol for "Keep away from heat"