



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Prima emissione

01/12/2011

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### DESCRIZIONE PRODOTTO/DESCRIPTION PRODUCTS:

COD. **BSM212** PIASTRA PETRI Ø 90 mm. CON VENTILAZIONE

*PETRI DISHES Ø 90 mm. WITH VENTS*

### IMBALLO/ PACKAGING:

SACCHETTO 20 PZ, SCATOLA 500 PZ. PESO KG 8 – 12000 PZ. X EPAL

*IN BAGS OF 20 PCS, Q.TY X BOX 500 PCS, WEIGHT X BOX 8,0 KG, Q.TY X EPAL*

*12000 PCS.*

Codice CND W0503030101



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN CHARACTERISTICS

Stato microbiologico / <i>Microbiological status</i>	NON STERILE/NOT STERILE
Materiale impiegato / <i>Raw material</i>	POLISTIROLO / POLYSTYRENE
Diametro interno fondo / <i>Inner diameter of the bottom (mm)</i>	Ø 87,40
Diametro esterno fondo (mm) / <i>External diameter of the bottom</i>	Ø 88,90
Altezza fondo / <i>Height of bottom (mm)</i>	14,80
Peso fondo (g) / <i>bottom Weight</i>	8,00
Diametro interno coperchio / <i>Lid inner diameter (mm)</i>	Ø 92,50
Diametro esterno coperchio / <i>Lid external diameter (mm)</i>	Ø 91,00
Altezza coperchio / <i>Lid height (mm)</i>	8,00
Peso coperchio / <i>Weight Lid (g)</i>	7,00
Peso totale / <i>Total weight (g)</i>	15 ± 1

IVD

**DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO**

**DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE**

**IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE FOR PROFESSIONAL USE ONLY**



**QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 98/79/CE**

**THIS PRODUCT FULFILLS THE REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 98/79/EC**



**DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE:**

**MANUFACTURER DEFINITION:**

**Biosigma Srl**

Via Valletta, 6

30010 Cona (VE)

[www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

[info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com)

**RACCOMANDAZIONI D'USO**(a carattere esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratori,
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione,
- Non utilizzare il prodotto scaduto,
- Non variare la destinazione d'uso,



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Prima emissione

01/12/2011

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

- Prodotto non adatto ai bambini,
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole,
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente.

### **RECOMMENDATION USE**(exclusive as information)

- Use only for laboratory analysis,
- Use gloves: contamination risk if contents leaks,
- Do not use after expiry date,
- Do not vary the intended purpose of the product,
- Keep out of reach children,
- Store in dry place and far from the direct light,
- Waste disposal: utilize the provided D.P.I. and discharge under the laws in force.

### **DESTINAZIONE D'USO**

I dispositivi della famiglia "Piastre Petri" sono prodotti monouso destinati all'uso in laboratorio per contenere liquidi biologici per analisi diagnostiche in vitro.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO**

L'uso e la manipolazione dei dispositivi è riservata al personale medico e tecnico con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

### **DESTINATION USE**

*The devices of the family "Petri Dishes" are disposable labware intended to be used in laboratory to contain biological liquids for in vitro diagnostic analysis.*

**FOR IN VITRO USE ONLY.**

*The use and the manipulation of the devices are reserved to the medical and technical staff with the necessary professional qualification.*

### **CLASSIFICAZIONE**

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L.n°332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma Srl definisce tutti i componenti della suddetta famiglia come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro" quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma Srl.

### **CLASSIFICATION**

*In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro device, Biosigma Srl defines all the components of the above state family as medical-diagnostic in vitro devices and it classifies as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make comfortable the attachment III of the directive.*

*The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request, to the Quality Department Biosigma Srl.*

### **MATERIALI USATI PER LA PRODUZIONE**

I materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stati selezionati sulla base delle proprietà indicate per le destinazioni d'uso individuali.

I dispositivi relativi alla famiglia Piastre Petri sono prodotti in: **polistirolo(PS)**.

Il polistirolo è un polimero rigido, atossico con un'ottima stabilità dimensionale e buona resistenza alle soluzioni acquose ma resistenza molto limitata ai solventi. E' perfettamente trasparente e viene comunemente usato per i prodotti monouso da laboratorio. Alla temperatura ambiente i prodotti sono



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Prima emissione

01/12/2011

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

rigidi e quindi possono fessurarsi o rompersi se cadono da un banco da laboratorio o altezze superiori.

### MATERIALS

The materials used for the production of the in vitro labware devices are selected on the base of the properties indicated for the individual destination use. The devices of the family "Petri Dishes" are composed by **polystyrene(PS)**.

The polystyrene is rigid and non toxic, with excellent dimensional stability and good chemical resistance to aqueous solution but limited resistance to solvents. This clear material is commonly used for disposable laboratory products. Products made of polystyrene are brittle at ambient temperature.















### MATERIALI USATI PER IL CONFEZIONAMENTO

Tutti i componenti utilizzati per l'imballaggio sono prodotti in materiali non inquinanti, idonei allo scopo a cui sono destinati.

### MATERIALS USED FOR THE PACKAGING OF THE PRODUCTS

All the materials used for the packaging are not polluting products, suitable to the aim.

#### Interpretazione dei simboli sull'imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package

	Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro <i>This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices</i>		Simbolo per "Mantenere secco" <i>Symbol for "Keep dry"</i>
	Simbolo per "non riutilizzare" <i>Symbol for "Do not reuse"</i>		Simbolo per "codice del lotto" <i>Symbol for "batch code"</i>
	Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso" <i>Symbol for "Consult Instructions for Use"</i>		Simbolo per "utilizzare entro" <i>Symbol for "Use by"</i>
	Simbolo per "limite di temperatura" <i>Symbol for "temperature limitation"</i>		Simbolo per "fabbricante" <i>Symbol for "Manufacturer"</i>
	Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro" <i>Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"</i>		Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura" <i>Symbol for "Fragile, handle with care"</i>
	Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti" <i>Symbol for "Method of sterilization using irradiation"</i>		Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene" <i>Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"</i>
	Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata" <i>Symbol for "Do not use if package damaged"</i>		Simbolo per "Tenere lontano dal calore" <i>Symbol for "Keep away from heat"</i>