

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

Papier pH ClearLine®

Bandelettes papier pH ClearLine®

Chaque bandelette (*strip*) est dotée de zones colorées (*pads*) qui lorsque trempées vous permettront, en les comparant à la charte colorimétrique affichée sur l'emballage, de déterminer avec précision le pH de votre solution.

Ces zones sont non-migrantes (*non-bleed*), assurant une meilleure lisibilité des valeurs obtenues jusqu'à qu'elles sèchent.



Réf.	Description	Détail	Unité de vente
442400	Bandelette papier pH 0-14, 4 zones d'identification (<i>pads</i>)	pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14	Boîte de 100
442403	Bandelette papier pH 4-10, 3 zones d'identification (<i>pads</i>)	pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0	Boîte de 100

Rouleau papier pH ClearLine®

La méthode simple et rapide pour déterminer le pH d'une solution. Comparez la couleur du papier pH, une fois trempé dans la solution, avec la charte colorimétrique affichée sur l'emballage pour obtenir la valeur de pH.



Description	Détail	Unité de vente	Réf.
Papier indicateur de pH 1-14, Rouleau 5m x 7mm	pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14	1 rouleau	442401
		3 rouleaux	442402