



SciLabware

WHEATON®

Flacons et assemblages compte gouttes



Les flacons et compte-gouttes en verre **WHEATON®** sont fabriqués en verre tubulaire neutre transparent. Ils offrent une solution d'emballage primaire idéale pour un large éventail d'applications dans les secteurs du **diagnostic**, des produits **pharmaceutiques** et de la santé

Fabriqués en verre neutre de Type 1B chimiquement inerte, les compte-gouttes en verre sont adaptés aux applications de conditionnement telles que les réactifs de groupage sanguin et les sérums de groupage rares. Les flacons compte-gouttes en verre présentent des avantages pour de nombreuses applications de diagnostic in vitro dans lesquelles les faux-positifs associés aux flacons en plastique peuvent poser problème.

Les assemblages compte-gouttes sont équipés de poires en caoutchouc de qualité pharmaceutique et sont proposés avec un choix de bouchons de couleur pour différencier les produits inclus dans les kits. La taille des gouttes est contrôlée pour plus de

constance.

Les flacons sont aussi proposés à la vente au carton de flacons sur plateaux ou à la palette de plateaux sous film étirable pour réduire les frais de transport.

Principales caractéristiques

- Verre neutre transparent de **Type 1B**
- Capacités standard disponibles : 3 ml, 4,5 ml, 7 ml et 10 ml
- Compte-goutte à volume de distribution contrôlé
- Choix de bouchons de **différentes couleurs** pour reconnaître les produits composant les kits de diagnostic



Code Produit	Description Produit	Taille flacon (d x h mm)	Quantité par carton	Conditionnement
Flacons et pipettes compte-gouttes de 10ml				
W017922	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 10 ml	20.25 x 58.5	245	(MC : 228 plateaux de 245 flacons sur palette)
W017922/4	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 10 ml	20.25 x 58.5	980	4 plateaux de dans 245 un carton
W017924	Compte-goutte à bouchon noir / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017925	Compte-goutte à bouchon blanc / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017926	Compte-goutte à bouchon bleu / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017927	Compte-goutte à bouchon jaune / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017928	Compte-goutte à bouchon rouge / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017929	Compte-goutte à bouchon vert / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017930	Compte-goutte à bouchon gris / poire noire d'une capacité de 10 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
Flacons et pipettes compte-gouttes de 7ml				
W017931	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 7ml	20.25 x 42.75	245	(MC : 264 plateaux de 245 flacons sur palette)
W017931/4	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 7ml	20.25 x 42.75	980	4 plateaux de dans 245 un carton
W017933	Compte-goutte à bouchon noir / poire noire d'une capacité de 7 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017934	Compte-goutte à bouchon blanc / poire noire d'une capacité de 7 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017935	Compte-goutte à bouchon bleu / poire noire d'une capacité de 7ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017936	Compte-goutte à bouchon jaune / poire noire d'une capacité de 7 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017937	Compte-goutte à bouchon rouge / poire noire d'une capacité de 7 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017938	Compte-goutte à bouchon vert / poire noire d'une capacité de 7 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
W017939	Compte-goutte à bouchon gris / poire noire d'une capacité de 7 ml	-	980	1 sac de 980 flacons dans un carton
Flacons et pipettes compte-gouttes de 4.5ml				
W017940	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 4.5ml	16.25 x 46.5	374	(MC : 264 plateaux de 245 flacons sur palette)
W017940/5	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 4.5ml	16.25 x 46.5	1870	5 plateaux de dans 374 un carton
W017942	Compte-goutte à bouchon noir / poire blanche d'une capacité de 4.5 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017943	Compte-goutte à bouchon blanc / poire blanche d'une capacité de 4.5 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017944	Compte-goutte à bouchon bleu / poire blanche d'une capacité de 4.5 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017945	Compte-goutte à bouchon jaune / poire blanche d'une capacité de 4.5 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017946	Compte-goutte à bouchon rouge / poire blanche d'une capacité de 4.5 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
Flacons et pipettes compte-gouttes de 3ml				
W017948	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 3 ml	16.25 x 35.5	374	(MC : 324 plateaux de 374 flacons sur palette)
W017948/5	Flacons compte-gouttes en verre tubulaire de Type 1B transparent 3 ml	16.25 x 35.5	1870	5 plateaux de dans 374 un carton
W017950	Compte-goutte à bouchon noir / poire blanche d'une capacité de 3 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017951	Compte-goutte à bouchon blanc / poire blanche d'une capacité de 3 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017952	Compte-goutte à bouchon bleu / poire blanche d'une capacité de 3 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017953	Compte-goutte à bouchon jaune / poire blanche d'une capacité de 3 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017954	Compte-goutte à bouchon rouge / poire blanche d'une capacité de 3 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
W017955	Compte-goutte à bouchon gris / poire blanche d'une capacité de 3 ml	-	1870	1 sac de 1870 flacons dans un carton
Kits de laboratoire				
W212000	Compte-goutte en verre transparent d'une capacité de 10 ml avec bouchon noir / poire noire	-	490	1 sac de 490 flacons en 2 plateaux de 245, en carton
W212001	Compte-goutte en verre transparent d'une capacité de 10 ml avec bouchon noir / poire noire	-	490	1 sac de 490 flacons en 2 plateaux de 245, en carton
W212002	Compte-goutte en verre transparent d'une capacité de 4,5ml avec compte-goutte à bouchon blanc / poire blanche	-	1122	1 sac de 1122 flacons en 4 plateaux de 374 en carton
W212003	Compte-goutte en verre transparent d'une capacité de 3 ml, l avec compte-goutte à bouchon blanc / poire blanche	-	1122	1 sac de 1122 flacons en 4 plateaux de 374 en carton



Scilabware est une compagnie de DWK Life Sciences

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.scilabware.com/fr/ ou envoyez-nous toutes vos questions par courriel à serviceclientsfrance@scilabware.com

Scilabware Limited, Unit 4, Riverside 2, Campbell Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST4 4RJ

Téléphone : + 33 (0)170755915 | Numéro de fax : +44 (0)1782 940 436