



Driven by enthusiasm and passion

CAT tubes sérum avec gel séparateur et activateur de coagulation

Tous les tubes ont une étiquette en papier.

Les tubes Vacuette® CAT sérum avec gel séparateur et activateur de coagulation contiennent un gel séparateur inerte présent à la base du tube. Après centrifugation, le gel formera une barrière stable et étanche entre le sérum et le caillot de sang. Les tubes Vacuette® CAT sérum avec gel séparateur et activateur de coagulation améliorent le rendement en sérum et vont permettre le stockage des échantillons au sein d'un tube primaire.



Code	Description	Emballage	Quantité	Total
KG454067	Vacuette tube 3.5ml, 75x13mm, bouchon à pression rouge, sérum + gel + activateur de coagulation, Greiner	BOÎTE CARTON	50 1.200	0