

# ROTOFIX 32 A

## Solide et indispensable

Grâce à sa polyvalence et à sa construction robuste, la ROTOFIX 32 A est une référence depuis des années pour le travail quotidien en laboratoire. Cette centrifugeuse de paillasse se programme simplement et peut accueillir par cycle de centrifugation jusqu'à 6 tubes de 94 ml, 40 tubes de prélèvements sanguins ou 8 tubes coniques 50 ml. De part son grand nombre d'accessoires, la ROTOFIX 32 A trouve sa place dans les laboratoires industriels, de recherche ou en biologie médicale.

### — BÉNÉFICES

- RPM: 500 - 6.000 min<sup>-1</sup> – réglable par pas de 100
- ACR: 4.226
- Capacité max.: 4 x 100 ml / 6 x 94 ml
- 9 rotors disponibles
- Conforme IVD selon la norme 98/79/EC
- Programmation facile par clavier numérique
- 2 rampes de freinages

### — DOMAINES D'APPLICATION

- Hôpitaux
- Laboratoires vétérinaires
- Laboratoires de culture cellulaire
- Laboratoires de recherche dans les universités
- Laboratoires pharmaceutiques
- Laboratoires médicaux



Les kits de centrifugeuses pour le modèle se trouvent à la [page 63](#)



Plus d'informations concernant le panneau de contrôle à la [page 198](#)

**CYTO**

Pour plus d'informations sur notre accessoire Cyto, voir [page 178](#)



**IVD**  
**CONFORM**

according to directive 98/79/EC