

CENTRIFUGEUSES DE PAILLASSE

— ROTINA 420 | 420 R

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS - UN ROTOR

Cette centrifugeuse compacte de paillasse est conçue aussi bien pour un haut rendement d'échantillons que pour le traitement de volumes importants. Elle accueille dans un rotor 4 bouteilles de 600 ml, 140 tubes de prélèvement sanguin, 16 plaques de microtitration ou 52 tubes coniques pour culture cellulaire de 15 ml.

Le modèle est également disponible en version réfrigérée. La température peut être réglée entre -20 °C et +40 °C (ROTINA 420 R).



— AVANTAGES

- RPM: 50 - 15.000 min⁻¹
Réglable par pas de 10
- ACR: 50 - 24.400
Réglable par pas de 1
- Capacité max.: 4 x 600 ml
- 5 rotors disponibles
- Conforme IvD selon la norme 98/79/EC
- Programmation facile par clavier numérique et bouton rotatif
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et de freinages
- Modèle 420 R - température réglable de -20°C à +40°C avec fonction pré réfrigération

— BÉNÉFICES

- Boîtier et couvercle métalliques
- Oeillette de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle motorisée
- Sûreté anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en acier inox
- Reconnaissance automatique du rotor
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Possibilité affichage température en C° ou F°
- Surveillance des balourds
- Affichage rétroéclairé des différents paramètres de centrifugation
- Signal sonore en fin de process de centrifugation

— DONNÉES TECHNIQUES

	ROTINA 420 non réfrigérée	ROTINA 420 R réfrigérée
Tension *)	200 – 240 V 1 ~	200 – 240 V 1 ~
Fréquence	50 – 60 Hz	50 Hz
Charge de connexion	870 VA	1.600 VA
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	4 x 600 ml	4 x 600 ml
RPM max.	15.000 min ⁻¹	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400	24.400
Duréé	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée
Dimensions (LxPxH)	506x650x423 mm	713x654x423 mm
Poids	env. 75 kg	env. 108 kg
Niveau sonore	51 dB (A) avec rotor 4790-A	50 dB (A) avec rotor 4790-A
Réglage de la température, en continu	-	de -20 à +40 °C
Réf.	4701	4706
100 – 127 V 1 ~ / 50–60 Hz *)	4701-01	4706-01
Charge de connexion	900 VA	1.850 VA
Émission, Immunité	FCC classe B	FCC classe B
Poids	env. 84 kg	env. 117 kg

*) Autres tensions disponibles sur demande.

— VUE D'ENSEMBLE DES ROTORS

ROTOR LIBRE	Angle	RPM max.	Capacité max.	Réf.	Page
 Rotor libre, 4 places	90°	4.800 min ⁻¹	4x600 ml	4784-A	3
 Rotor libre, 4 places	90°	4.000 min ⁻¹	4x290 ml	4753	6
ROTOR ANGULAIRE					
 Rotor angulaire, 4 places	25°	9.500 min ⁻¹	4x250 ml	4795	8
 Rotor angulaire, 6 places	45°	11.000 min ⁻¹	6x94 ml	4794	8
 Rotor angulaire, 30 places	45°	15.000 min ⁻¹	30x2 ml	4790-A	9

ROTOR LIBRE, 4 PLACES | 4784-A



Rotor	
RPM max. ACR max.	4.800 min ¹⁾ 4.740
Capacité max.	4 x 600 ml
Accélération freinage en sec.	54 38
Angle Niveau sonore max.	90° 56 dB (A)
Température en °C ¹⁾	+4
Réf.	4784-A



Nacelle avec bouchon	
Couvercle étanche ⁵⁾	4783
Réf.	4780



Nacelle sans bouchon¹⁴⁾	
Réf.	4785



Microtubes															
Capacité en ml	1,5	2,0	3	4	4	5	6	7	15	25	50	94	100	100	250
Ø x L en mm	11 x 38	11 x 38	10 x 60	10 x 88	12 x 60	12 x 75	12 x 82	12 x 100	17 x 100	24 x 100	34 x 100	38 x 102	40 x 115	44 x 100	65 x 115
ACR max. ²⁾	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.559	4.559	4.559	4.534	4.534
Rayon en mm	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	177	177	177	176	176
Réf.	4773														

Adaptateur															
Orifice Ø x L en mm	11,2x38	11,2x38	11,2x54	11,2x54	13,4x55	13,4x55	13,4x55	13,4x55	17,5x62	26,5x69	36x77	42x76,5	42x76,5	46x76,5	66x97
Tubes par rotor	96	96	140	140	104	104	104	104	72	28	16	12	12	8	4
Réf.	4773	4773	4761	4761	4762	4762	4762	4762	4763	4764	4765	4766	4766	4767	4768

Microtubes																
Capacité en ml	1,1-1,4	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	4,9	7,5-8,5	9-10	1,6-7	1,6-7	4-7	8	8,5-10	5	15	
Ø x L en mm	8 x 66	13 x 65	11 x 66	15 x 75	11 x 92	13 x 90	15 x 92	16 x 92	13 x 75	13 x 100	16 x 75	16 x 125	16 x 100	17 x 59	17 x 120	
ACR max. ²⁾	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.740	4.740	
Rayon en mm	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	184	184	
Réf.	4773														4775	4775

Adaptateur																
Orifice Ø x L en mm	11,2x54	13,4x55	11,2x54	17,5x62	11,2x54	13,4x55	17,5x62	17,5x62	13,7x55	13,7x55	17,5x62	17,5x62	17,5x62	17,5x62	17,5x62	
Tubes par rotor	140	104	140	72	140	104	72	72	84	84	72	24	72	48	52	
Réf.	4761	4762	4761	4763	4761	4762	4763	4763	4775	4775	4763	4763	4763	4778	4769	

1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
 3,6) Avec ces tubes, les nacelles 4780 ne peuvent pas être fermées avec le couvercle 4783.
 5) Testé par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2 - 020.
 14) Avec le kit E3905 et le couvercle 4783, la nacelle 4785 peut être transformée en nacelle 4780 avec système de fermeture du couvercle à une seule main.
 21) La nacelle doit être chargée comme illustrée.
 29) Convient pour les tubes de prélèvements sanguins ayant un bouchon dont le diamètre est supérieur à 17mm.

— ROTOR LIBRE, 4 PLACES | 4784-A



Rotor	
RPM max. ACR max.	4.800 min ¹⁾ 4.740
Capacité max.	4 x 600 ml
Accélération freinage en sec.	54 38
Angle Niveau sonore max.	90° 56 dB (A)
Température en °C ¹⁾	+4
Réf.	4784-A



Nacelle avec bouchon	
Couvercle étanche ⁵⁾	4783
Réf.	4780



Nacelle sans bouchon¹⁴⁾	
Réf.	4785



Tubes																	
Capacité en ml		50	12	25	30	50	10	30	50	85	94	175	175	200	225	250	
Ø x L en mm		29 x 115	17 x 100	25 x 90	25 x 110	29 x 115	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 102	61 x 118	62 x 144	60 x 130	61 x 137	61 x 122	
ACR max. ²⁾		4.688	4.688	4.585	4.585	4.688	4.585	4.585	4.688	4.534	4.534	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	
Rayon en mm		182	182	178	178	182	178	178	182	176	176	184	184	184	184	184	
Réf.		Tubes avec bouchon fileté											Falcon	Nalgene	Nunc®	Falcon	5127^{3,6)}

Adaptateur																
Orifice Ø x L en mm		30 x 82,5	17,2 x 82,5	26,5 x 69	26,5 x 69	30 x 82,5	17,5 x 62	26,5 x 69	30 x 82,5	42 x 76,5	42 x 76,5	61 x 105	61,5 x 110	61,5 x 110	61 x 105	62 x 100
Tubes par rotor		20	56	28	28	20	72	28	20	12	12	4	4	4	4	4
Réf.		4770	4774	4764	4764	4770⁴⁾	4763	4764	4770⁴⁾	4766	4766	4776	4777	4777	4776	4771

Tubes					
Capacité en ml		290	400	400	600
Ø x L en mm		62 x 137	81 x 136	84 x 134	93 x 134
ACR max. ²⁾		4.740	4.740	4.740	4.740
Rayon en mm		184	184	184	184
Réf.		-²⁴⁾	-²⁴⁾	-²⁴⁾	0551²⁴⁾

Adaptateur					
Orifice Ø x L en mm		62 x 100	85 x 100	85 x 100	94 x 99
Tubes par rotor		4	4	4	4
Réf.		4771	4772	4772	-

1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
 3,6) Avec ces tubes, les nacelles 4780 ne peuvent pas être fermées avec le couvercle 4783.
 4) Il est nécessaire de retirer les cales.
 5) Testé par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2 - 020.
 13) Les tubes référence 0538 sont également disponibles avec bouchons. Dimensions avec bouchon : 38 x 110 mm. Référence 0539.
 21) La nacelle doit être chargée comme illustrée.
 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

— ROTOR LIBRE, 4 PLACES | 4784-A




Rotor

RPM max. ACR max.	4.800 min ¹ 4.096
Capacité max.	16 Plaques
Accélération freinage en sec.	54 38
Angle Niveau sonore max.	90° 56 dB (A)
Temperature en °C ¹⁾	+4
Réf.	4784-A



Nacelle

Réf.	4782
-------------	-------------



Plaques

L x P x H en mm	128x86x15	128x86x17,5	128x86x22	128x86x44,5	128x86x46	84x59x11	124x82x20	-
Capacité en ml	-	-	-	-	-	-	-	0,2
ACR max. ²⁾	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Rayon en mm	159	159	159	159	159	159	159	159
Réf.	Plaques de microtitration	Plaques de microtitration	Plaques de culture	Plaques de Deep Well	Système Micronic	Plaques microtest	Plaques PCR, 96 places	Bandes PCR



Adaptateur

Orifice Ø x L en mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaques / bandes par rotor	16	16	12	4	4	8	4	48 x 8
Réf.	-	-	-	-	-	-	1485	1485

1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.


ROTOR LIBRE, 4 PLACES | 4753



Rotor	
RPM max. ACR max.	4.000 min ¹ 2.898
Capacité max.	4 x 100 ml
Accélération freinage en sec.	18 16
Angle Niveau sonore max.	90° 58 dB (A)
Temperature en °C ¹⁾	-1
Réf.	4753



Nacelle	
Couvercle	5053
Réf.	5051



Tubes														
Capacité en ml	1,5	2	1,5	2	3	5	6	7	9	15	25	50	100	100
Ø x L en mm	11x38	11x38	11x38	11x38	10x60	12x75	12x82	12x100	14x100	17x100	24x100	34x100	44x100	40x115
ACR max. ²⁾ en haut / en bas	1.950 / 2.826	1.950 / 2.826	2.826	2.826	2.737	2.773	2.773	2.755	2.773	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
Rayon en mm en haut / en bas	109 / 158	109 / 158	158	158	153	155	155	154	155	154	154	154	154	154
Réf.	Microtubes				Tubes²⁾									

Adaptateur														
Orifice Ø x L en mm	12,5x42	12,5x42	11,5x50	11,5x50	11 x 44	12,5x42	12,5x42	12,5x86	16x50	17,5x86	26x86	36x86	45,5x86	42x86
Tubes par rotor	160	160	64	64	80	80	80	80	48	48	20	8	4	4
Réf.	5257	5257	5281	5281	5267	5227	5227	5247¹⁵⁾	5264	5248¹⁵⁾	5242	5243	5262	5249

Tubes													
Capacité en ml	1,1-1,4	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	4,9	7,5-8,5	9-10	10	1,6-5	4-7	4-7	8,5-10
Ø x L en mm	8x66	13x65	11 x 66	15 x 75	11 x 92	13x90	15x92	16x92	15x102	13x75	13x100	16x75	16x100
ACR max. ²⁾	2.737	2.808	2.773	2.773	2.773	2.808	2.773	2.755	2.755	2.808	2.755	2.773	2.755
Rayon en mm	153	157	155	155	155	157	155	154	154	154	154	155	154
Réf.	Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine												

Adaptateur													
Orifice Ø x L en mm	11x44	13,5x52	12,5x42	16x50	12,5x42	13,5x52	16x50	17,6x86	17,6x86	13,5x52	13,5x86	16x50	17,5x86
Tubes par rotor	80	48	80	48	80	48	48	44	44	48	48	48	48
Réf.	5267	5268	5227	5264	5227	5268	5264	5258	5258	5268	6301	5264	5248

Tubes							
Capacité en ml	15	30	50	12	30	50	1-8
Ø x L en mm	17x120	25x110	29x115	17x100	25x110	29x115	simple / multiple
ACR max. ²⁾ en haut / en bas	2.898	2.755	2.826	2.898	2.755	2.755	1.735 / 2.737
Rayon en mm en haut / en bas	162	154	158	162	154	154	97 / 153
Réf.	Tubes avec bouchon fileté						chambres de cytologie

Adaptateur							
Orifice Ø x L en mm	17x90	26x66	30x86	17x90	26x86	36x86	-
Tubes par rotor	28	20	8	28	20	8	8
Réf.	6306	5266	5259	6306	5266	5243	5280

- 1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
- 3.7) Avec ces tubes, les nacelles 4780 ou 5051 ne peuvent pas être fermées avec les couvercles 4783 ou 5053.

ROTOR LIBRE, 4 PLACES | 4753



Rotor

RPM max. ACR max.	4.000 min ¹ 3.095
Capacité max.	4 x 290 ml
Accélération freinage en sec.	18 16
Angle Niveau sonore max.	90° 58 dB (A)
Température en °C ¹⁾	-1
Réf.	4753



Nacelle

Couvercle étanche ⁵⁾	5093
Réf.	5092



Tubes

Capacité en ml	5	6	7	15	25	50	100	100	250	1,1-1,4	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	4,9
Ø x L en mm	12x75	12x82	12x100	17x100	24x100	34x100	44x100	40x115	65x115	8 x 66	13 x 65	11x66	15x75	11x92	13x90
ACR max. ²⁾	3.005	3.005	3.005	2.952	2.898	2.952	2.952	2.952	3.095	2.540	2.540	2.540	2.952	3.005	2.952
Rayon en mm	168	168	168	165	162	165	165	165	173	142	142	142	165	168	165
Réf.	Tubes²⁾									Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine					



Adaptateur

Orifice Ø x L en mm	12,8x45	12,8x45	13,2x82	17,5x60,7	25,5x82	35,5x82,5	45,5x85	42x85	66x103	13,2x54,5	13,2x54,5	13,2x54,5	17,5x60,7	13,2x82	13,5x60,7
Tubes par rotor	48	48	48	32	16	4	4	4	4	48	48	48	32	48	32
Réf.	5128	5128	5120	5136	5122	5124	5125	5126	1791	5138	5138	5138	5136	5120	5137

Tubes

Capacité en ml	7,5-8,5	9-10	10	1,6-5	4-7	4-7	8,5-10	8	15	50	12	25	30	50	10
Ø x L en mm	15x92	16x92	15x102	13x75	13x100	16x75	16x100	16x125	17x120	29x115	17x100	25x90	25x110	29x115	16x80
ACR max. ²⁾	2.952	2.952	2.952	2.540	3.005	2.952	2.952	3.059	3.095	3.095	3.005	2.826	2.898	3.023	2.952
Rayon en mm	165	165	165	142	168	165	165	171	173	173	168	158	162	169	165
Réf.	Tubes de prélèvement sanguin / tubes d'urine									Tubes avec bouchon fileté					



Adaptateur

Orifice Ø x L en mm	17,5x60,7	17,5x60,7	17,5x60,7	13,2x54,5	13,2x82	17,5x60,7	17,5x60,7	17,5x82	17x85	30x85	17,5x82	26x73	25,5x82	30x99	17,5x60,7
Tubes par rotor	32	32	32	48	48	32	32	28	28	8	28	12	16	8	32
Réf.	5136	5136	5136	5138	5120	5136	5136	5121⁴⁾	5129	5123	5121	5134	5122	5135	5136

Tubes

Capacité en ml	250	290
Ø x L en mm	61 x 122	62 x 137
ACR max. ²⁾	3.095	3.095
Rayon en mm	173	173
Réf.	5127^{2a)}	- 2a)



Adaptateur

Orifice Ø x L en mm	66x103	66x103
Tubes par rotor	4	4
Réf.	6319	6319

- 1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
- 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
- 3.5) Avec ces tubes, les nacelles 5092 ne peuvent pas être fermées avec le couvercle 5093.
- 5) Testé par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2 - 020.
- 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

— ROTOR ANGULAIRE, 4 PLACES | 4795



Rotor

RPM max. ACR max.	9.500 min ⁻¹ 12.007
Capacité max.	4x250 ml
Accélération freinage en sec.	45 55
Angle	25°
Temperature en °C ¹⁾	+2
Réf.	4795

Tubes

Capacité en ml	15	25	94	15	50	10	30	50	85	94	250
Ø x L en mm	17x100	24x100	38x102	17x120	29x115	16x80	26x95	29x107	38 x 106	38 x 102	61 x 122
ACR max. ²⁾	11.301	10.897	10.292	10.998	10.090	11.402	10.897	10.090	10.292	10.292	12.007
Rayon en mm	112	108	102	109	100	113	108	100	102	102	119
Réf.	Tubes²⁾						Tubes avec bouchon fileté				5127²⁴⁾



Adaptateur

Orifice Ø x L en mm	17,6x83	26x80	38,6x88	17x106	30x100	16,6x70	26x80	29x90	38,6 x 88	38,6 x 88	61,5x109
Tubes par rotor	28	12	4	20	4	32	12	4	4	4	4
Réf.	5646	5642	5644	5637	5638	5641	5642	5643	5644	5644	-


1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
 24) À des températures supérieures à +40 °C et / ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

— ROTOR ANGULAIRE, 6 PLACES | 4794



Rotor	
RPM max. ACR max.	11.000 min ⁻¹ 16.504
Capacité max.	6x94 ml
Accélération freinage en sec.	40 63
Angle Niveau sonore max.	45° 58 dB (A)
Température en °C ¹⁾	+4
Réf.	4794

Couvercle étanche ⁵⁾	
Réf.	INCLUS



Tubes		Tubes compatibles													
Capacité en ml	1,5 – 2	3	15	25	50	94	7,5 – 10	5	15	50	10	30	50	85	94
Ø x L en mm	11x38	10x60	17x100	24x100	34x100	38x102	15x102 / 16x92 ²⁾	17x59	17x120	29x115	16x80	26x95	29x107	38 x 106	38 x 102
ACR max. ²⁾	15.828	15.828	15.557	15.151	16.233	16.504	15.557	15.422	15.828	16.098	15.557	15.151	15.828	16.504	16.504
Rayon en mm	117	117	115	112	120	122	115	114	117	119	115	112	117	122	122
Réf.	-	-	Tubes ²⁾				-	-	Tubes avec bouchon fileté						

Adaptateur		Adaptateurs compatibles													
Orifice Ø x L en mm	11,4x39	11,4x39	17,5x92	26x85	35x89	38,2x89,6	17,5x92	17x51	17x106	29,8x97	16,5x74	26x85	29x92	38,2x89,6	38,2x89,6
Tubes par rotor	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	12	6	6	6	6
Réf.	1449	1449	1451	1447	1463	-	1451	1476	1466	1454	1448	1447	1446	-	-

— ROTOR ANGULAIRE, 30 PLACES | 4790-A



Rotor	
RPM max. ACR max.	15.000 min ⁻¹ 24.400
Capacité max.	30x2 ml
Accélération freinage en sec.	19 24
Angle Niveau sonore max.	45° 50 dB (A)
Température en °C ¹⁾	+4
Réf.	4790-A

Couvercle étanche ⁵⁾ et résistant au phénol	
Réf.	INCLUS



Tubes		Tubes compatibles						
Capacité en ml	0,2	0,4	0,5	0,8	1,5	2	0,5	
Ø x L en mm	6x18	6x45	8x30	8x45	11x38	11x38	10,7x36	
ACR max. ²⁾	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	23.394	
Rayon en mm	97	97	97	97	97	97	93	
Réf.	Microtubes						Pédiatrie	

Adaptateur		Adaptateurs compatibles						
Orifice Ø x L en mm	6x40	6x40	8x40	8x40	10,2x19,3	11,2x40,9	11,2x40,9	
Tubes par rotor	30	30	30	30	30	30	15	
Réf.	2024	2024	2023	2023	2031⁷⁾	-	0788¹⁷⁾	

1) Pour les versions réfrigérées : Température minimale atteinte avec un pré-refroidissement et à vitesse maximale.
 2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.
 5) Testé par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2 - 020.
 7) Pour une centrifugation à grande vitesse, nous recommandons d'utiliser les adaptateurs résistants au phénol Ref. 2031.
 17) Set de 15 pièces.
 36) Capacité en ml : 8,5-10 Ø x L en mm : 16 x 100.

CERTIFICATIONS / ENREGISTREMENTS

Certification des produits :



Enregistrement des produits :



Certifications des entreprises :




DOWNLOADS




↓ [Mode d'emploi – ROTINA 420 | 420 R](#)

↓ [Catalogue General](#)

DIMENSIONS | ROTINA 420



— DIMENSIONS | ROTINA 420 R



DOMINIQUE DUTSCHER SAS