

# ROTO SILENTA 630 RS

## Premier choix pour des volumes jusqu'à 12 litres

La ROTO SILENTA 630 RS est appréciée pour sa fiabilité et sa rapidité fournissant les meilleurs résultats. Munie d'un rotor de 4 ou 6 places, elle peut traiter par cycle un volume total pouvant atteindre 12 litres à sang.

### — BÉNÉFICES

- RPM: 50 - 6.000 min<sup>-1</sup> – réglable par pas de 10
- ACR: 1 - 6.520 – réglable par pas de 1
- Capacité max.: 4 x 2.000 ml
- 3 rotors disponibles
- Dispositif médical selon la norme 93/42/EC
- Programmation facile par clavier numérique et bouton rotatif
- 89 programmes
- 19 rampes d'accélération et de freinages
- Température réglable de -20°C à +40°C avec fonction pré réfrigération
- Sauvegarde des données (option)

### — DOMAINES D'APPLICATION

- Hôpitaux
- Centres de transfusion
- Laboratoires pharmaceutiques
- Laboratoires d'analyses alimentaires
- Laboratoires scientifiques dans les universités
- Laboratoires de culture cellulaire
- Laboratoires d'analyse environnementale



Système de documentation pour les banques de sang. Plus d'informations à la [page 160](#)



Plus d'informations concernant le panneau de contrôle à la [page 198](#)

