

# ROTANTA 460 RC | 460 RF

## Centrifugeuses grand volume sous paillasse pour s'intégrer dans votre laboratoire.

Les variantes du modèle ROTANTA 460 R permettent de s'adapter facilement au sein de votre laboratoire et proposent des performances et accessoires identiques au modèle de paillasse. Les deux modèles sont équipés en standard d'un groupe froid situé sous la cuve. La température peut alors être réglée entre -20°C et +40°C.

### — BÉNÉFICES

- RPM: 50 - 15.000 min<sup>-1</sup> – réglable par pas de 10
- ACR: 1 - 24.400 – réglable par pas de 1 Disponible en version sur pied et sous table
- Capacité max.: 4 x 1.000 ml
- 8 rotors disponibles
- Dispositif médical selon la norme 93/42/EC
- Programmation facile par clavier numérique et bouton rotatif
- 98 programmes
- 28 rampes d'accélération et de freinages
- Modèle 460 R - température réglable de -20°C à +40°C avec fonction pré réfrigération

### — DOMAINES D'APPLICATION

- Hôpitaux
- Laboratoires hématologiques
- Petits centres de transfusion
- Laboratoires vétérinaires
- Laboratoires pharmaceutiques
- Laboratoires d'analyses alimentaires
- Laboratoires scientifiques dans les universités
- Laboratoires d'analyse d'huile
- Industrie chimique
- Laboratoires judiciaires



Les kits de centrifugeuses pour le modèle se trouvent à la [page 127](#)

**CYTO**

Cyto système disponible pour ce modèle. Plus d'informations à la [page 178](#)



Plus d'informations concernant le panneau de contrôle à la [page 198](#)



ROTANTA 460 RC



ROTANTA 460 RF

