



Nouveau dès avril

## Support pour boîtes de Petri

Traitez de grandes quantités d'échantillons de manière pratique et économique. Le support développé spécialement pour les boîtes de Petri constitue un outil de travail idéal. Il garantit

- une optimisation de l'espace
- une utilisation pratique
- un rangement ordonné

## OPTIMISATION D'ESPACE



Support pour  
boîtes de Petri  
Réf. 60040

90 boîtes de Petri (Ø 90 mm) par support  
2 supports par niveau = 180 boîtes de Petri

### HettCube 600 / 600 R

1.800 boîtes de Petri (max. 10 niveaux)

### HettCube 400 / 400 R

900 boîtes de Petri (max. 5 niveaux)

### HettCube 200 / 200 R

360 boîtes de Petri (max. 2 niveaux)

## UTILISATION



- Remplissage pratique des boîtes de Petri aussi bien sur la paillasse que dans l'incubateur
- Transport facile du support rempli de boîtes
- Empilage sûr des boîtes de Petri sur le support
- Pas de renversement du contenu
- Autoclavable  
Si un accident arrive malgré tout, le support en acier inoxydable peut être facilement nettoyé

Support avec  
rails standard  
Réf. 60039

# RANGEMENT



Support avec rails  
télescopiques

Réf. 60038

- Ce nouvel accessoire apporte clarté et structure dans vos tâches quotidiennes
- Les supports peuvent être attribués à des utilisateurs, des applications ou des phases d'incubation

#### Les supports à rails télescopiques offrent des avantages supplémentaires:

- Coulissant jusqu'à 70 % de leur longueur
- Stockage stable des échantillons
- Pas de risque de renversement du support
- Grande accessibilité, même pour les échantillons placés au fond du support