

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	490001
<b>Désignation</b>	PAP PEN Marqueur immunostaining épais



### Description :

- ✓ Le PAP PEN est conçu pour fournir une barrière hydrofuge lorsqu'un cercle est tracé autour d'un échantillon. La barrière du PAP PEN retient les antisérums dans la zone définie et garantit que seule la quantité d'anticorps nécessaire pour une réaction suffisante est utilisée.
- ✓ Le PAP PEN arrête la propagation, réduit les déchets et divise les lames en zones discrètes pour l'immunocoloration, l'histologie, la cytologie, la culture cellulaire, la virologie et la microbiologie. Le PAP PEN est efficace pour l'immunocoloration, la méthode PAP, la méthode ABC, la méthode ASD, les méthodes enzymatiques et de coupe congelée. La coloration est insoluble dans l'acétone et l'alcool et peut être éliminée si désiré par du xylène après la procédure de coloration.
- ✓ Pointe : 5 mm

### Unité de vente :

1 Marqueur