



# HETTCUBE 60 | 120

INFO  
PRODUIT

## INCUBATEURS COMPACTS

### Leurs avantages :

- ✓ Modèles de paillasse
- ✓ Disponibles en convection naturelle ou convection forcée
- ✓ Ecran tactile de 4.3 pouces intuitif (réglage de la température de consigne, marge de tolérance, ...)
- ✓ Ouverture de porte d'une seule main
- ✓ Fermeture de porte avec joint magnétique
- ✓ 2 grilles livrées en standard (étagères perforées ou grilles renforcées disponibles en option)
- ✓ Passage de câble de 30mm sur la paroi gauche
- ✓ Inversion de sens d'ouverture de porte simplifiée
- ✓ Réglage possible de la puissance du ventilateur (modèles à convection forcée)
- ✓ Présence d'un clapet d'arrivée d'air avec ouverture réglable électroniquement
- ✓ Verrouillage de la porte
- ✓ Possibilité de créer des programmes



2 grilles incluses



Porte verrouillable



Passage de câble

	HettCube 60 à convection naturelle	HettCube 60 à convection forcée	HettCube 120 à convection naturelle	HettCube 120 à convection forcée
Plage de température	5 K au-dessus de la t° ambiante jusqu'à +65 °C	7,5 K au-dessus de la t° ambiante jusqu'à +65 °C	5 K au-dessus de la t° ambiante jusqu'à +65 °C	6,3 K au-dessus de la t° ambiante jusqu'à +65 °C
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	590 x 620 x 710	590 x 620 x 710	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850
Volume intérieur (litres)	56	56	112	112

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe Hettich France sur [info-fr@hettichlab.com](mailto:info-fr@hettichlab.com)