

Boîtiers de ventilation insonorisés

Renouvellement d'air dans l'armoire jusqu'à 120 fois par heure

Montage rapide

Boîtier de ventilation insonorisé standard
Code article 14218



Fortement conseillé

Boîtier de ventilation insonorisé avec contrôle du flux d'air
Code article 14220

Boîtier ci-dessus avec contact sec pour alarme extérieure
Code article 16454



Contact sec pour alarme extérieure



Boîtier de ventilation insonorisé pour fixation murale
Code article 17178

Extraction efficace des vapeurs gazeuses dès leur création au niveau même de leurs emplacements

Fonctionnement silencieux, convient à une utilisation directement sur le lieu de travail

- Livré prêt à l'emploi avec un câble de raccordement et une prise
- Raccords Ø 75 mm
- Dimensions L x P x H (mm) : 200 x 400 x 200
- Conforme à la norme ATEX : CE Ex II 3/- Gc T4

Boîtier standard

- La lampe verte de mise sous tension s'éteint en cas de coupure de courant

Boîtier avec contrôle du flux d'air

- Boîtier de réglage de pression intégré
- En cas de dysfonctionnement du ventilateur ou de perte de charge, la lampe verte s'éteint et la lampe rouge s'allume

Boîtier avec fixation murale

- Livré avec une console de fixation, un flexible d'aspiration, des colliers et du matériel de fixation

Contact sec pour alarme extérieure

- Option pour boîtiers de ventilation insonorisés avec contrôle du flux d'air

Caractéristiques techniques

Puissance	kW	0,035
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Ampérage	A	0,15
Niveau sonore	dB (A)	35
Vitesse	tr/min	2450

Boîtier de ventilation insonorisé pour fixation murale avec contrôle du flux d'air
Code article 17177



Boîtier ci-dessus avec contact sec pour alarme extérieure
Code article 18568