

Aperçu général du **Modèle Groupe Q-CLASSIC-90****Sûr, durable et robuste**

- Assemblage d'éléments de sécurité protégés contre la corrosion
- porte réglable, arrêt des portes dans toutes les positions, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Certifié GS**, avec 50.000 cycles d'ouverture et de fermeture exempts d'usure

HIGHLIGHT

**Ventilation**

- mise en service rapide
- conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction
- le ventilateur intégré dans la grille de ventilation indique un bon fonctionnement du système d'échappement à l'intérieur de l'armoire de sécurité Q-LINE

HIGHLIGHT

**Étagère**

- réglable en hauteur (par intervalles de 32 mm), capacité de charge de 75 kg
- avec une hauteur du solin de 30 mm
- version à soudure étanche disponible (capacité de charge de 150 kg)

**Bac de rétention au sol**

- avec joint sur lèvres à trois faces
- collecte des fuites en toute sécurité
- caillebotis comme premier niveau de stockage à l'intérieur du bac de rétention au sol, utilisation optimale des capacités de stockage existantes

**Dispositifs de réglage**

- alignement facile
- compensation rapide et efficace pour plancher inégal (max 10 mm)

HIGHLIGHT

**Verrouillage**

- protection contre une utilisation non autorisée
- portes avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage possible)
- indicateur de l'état de verrouillage intégré (rouge/vert)

HIGHLIGHT

**Équipement intérieur sans métal (en option)**

- idéal pour le stockage des substances inflammables et dangereuses
- bacs étagères avec revêtement résistant aux produits chimiques et bac démontable en PE
- Bac de rétention au sol en PE

HIGHLIGHT

**Tiroirs**

- grande capacité de stockage
- permettent de maximiser l'espace de stockage
- idéals pour le stockage des récipients < 5 litres
- également disponibles sous forme d'étagère coulissante charge lourde avec une capacité de charge de 100 kg

**Concept à 7 couleurs, étiquetage**

- étiquetage n'ayant aucune dépendance à l'égard de la langue, facilité d'utilisation optimale à l'échelle internationale
- Les armoires Q-CLASSIC apportent de la couleur à votre lieu de travail : 7 couleurs de portes disponibles **sans frais supplémentaires**

HIGHLIGHT

**Socle de transport intégré**

- transport facile
- grande flexibilité
- plinthe (en option)

HIGHLIGHT





**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**  
**Modèle Q90.195.120**  
avec portes en jaune sécurité (RAL 1004), 3 étagères, caillebotis et bac de rétention au sol (en acier revêtement époxy), plinthe en option  
**Code article 30001-040-30003**



**Fonction/construction :**

- **construction robuste et longévité** – porte à triple charnière, éléments de sécurité rassemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs, facile à nettoyer
- **maniabilité optimale** – maintien de porte à toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **aucune utilisation non autorisée** – portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur de l'état de verrouillage (rouge/vert)
- **transport facile** – socle de transport intégré avec plinthe démontable en option
- **alignement facile** - dispositifs de réglage pour compenser le plancher inégal

- **mise en marche rapide** – conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique

**Équipement intérieur disponible :**

- étagères (capacité de charge : 75 kg ou 150 kg)
- caillebotis
- bacs de rétention au sol (volume 33 l ou 55 l)
- tiroir d'une capacité de charge de 60 kg
- étagère coulissante charge lourde d'une capacité de charge 100 kg
- bacs de rétention au sol et bacs étagères sans métal
- box de stockage
- conduit de bac (PE ou PP)

pour plus de détails, référez-vous à la page 90



**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**  
**Modèle Q90.195.120**  
avec portes en gris light (RAL 7035), 4 tiroirs (en acier revêtement époxy), plinthe en option  
**Code article 30001-041-30015**



**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**  
**Modèle Q90.195.120**  
avec portes en rouge trafic (RAL 3020), 6 tiroirs (en acier revêtement époxy), caisson de ventilation avec filtration intégrée et plinthe en option  
**Code article 30001-046-30017**

7 couleurs de portes sont disponibles sans frais supplémentaires :



Commande un exemplaire - comment passer correctement la commande :



**Flexibilité maximale**  
aucun problème avec Q-CLASSIC-90 y compris le socle de transport et  
- le système de circulation du filtre à air technique (optionnel)  
- Q-Mover (en option) pour un transport interne



**Caisson de ventilation avec filtration intégrée**  
évite le percement coûteux des cloisons et la pose de tuyauterie

pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**

**Code article 25099**



**Tiroirs**  
Capacité de stockage élevée, idéale pour le stockage des récipients de petite taille

**Équipement intérieur sans métal**  
idéal pour le stockage des substances inflammables et dangereuses. Bacs étagères avec revêtement de surface résistant aux produits chimiques et bac démontable en PE, bac de rétention au sol en PE



**Unité d'extraction**  
ventilation sans risques et armoires de sécurité

dispositif enfichable, installation rapide et facile


pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**

**Code article 14218**

| Modèle   | Matériau/Couleur/Information   | Code article |
|--|--|--------------|
| Q90.195.120, corps sans équipement intérieur                                     | couleur du corps RAL 7016 gris anthracite, veuillez spécifier la couleur de la porte | 30001        |
| <b>Couleur du corps/couleur de la porte</b>                                      |  |              |
| Corps gris anthracite/portes jaune sécurité                                      | RAL 7016/RAL 1004  | 040          |
| Corps gris anthracite/portes gris light  | RAL 7016/RAL 7035  | 041          |
| Corps gris anthracite/portes rouge trafic  | RAL 7016/RAL 3020  | 045          |
| Corps gris anthracite/portes bleu gentiane                                       | RAL 7016/RAL 5010  | 047          |
| Corps gris anthracite/portes vert réséda   | RAL 7016/RAL 6011  | 048          |
| Corps gris anthracite/portes en argent asecos                                    | RAL 7016/argent asecos   | 049          |
| Corps gris anthracite/portes en blanc pur  | RAL 7016/RAL 9010  | 050          |
| <b>Ensemble d'équipement intérieur</b>   |  |              |
| 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                    | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30003        |
| 4 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                    | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30004        |
| 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                                   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30005        |
| 4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                                   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30006        |
| 3 bacs étagères (V=33 l), 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=55 l)      | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30007        |
| 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                    | acier inoxydable L4301   | 30008        |
| 4 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                    | acier inoxydable L4301   | 30009        |
| 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                                   | acier inoxydable L4301   | 30010        |
| 4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                                   | acier inoxydable L4301   | 30011        |
| 3 bacs étagères (V=33 l), 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                     | <b>sans métal (mélanine/PE)</b>  | 30013        |
| 4 bacs étagères (V=33 l), 1 bac de rétention au sol (V=33 l)                     | <b>sans métal (mélanine/PE)</b>  | 30014        |
| 4 tiroirs  | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30015        |
| 5 tiroirs  | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30016        |
| 6 tiroirs  | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30017        |
| 4 tiroirs  | acier inoxydable L4301   | 30018        |
| 5 tiroirs  | acier inoxydable L4301   | 30019        |
| 6 tiroirs  | acier inoxydable L4301   | 30020        |
| <b>Accessoires</b>   |  |              |
| Passerelle   | en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles            | 30035        |
| Plinthe  | en acier revêtement époxy RAL 7016   | 30036        |
| Q-Mover  | en acier revêtement époxy RAL 7016/ensemble=2 pièces,                                | 30037        |
| Bac pour l'étagère en acier inoxydable   | PE noir  | 7223         |
| Bac pour tiroir en acier inoxydable  | PP gris  | 10654        |
| Caoutchouc antidérapant pour tiroir  | noir   | 8659         |
| Box de stockage perforé, porte à charnières gauche, pour les étagères uniquement | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30029        |
| Box de stockage perforé, porte à charnières droite, pour les étagères uniquement | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 30030        |
| Box chimique   | PP bleu, avec poignées de transport et couvercle                                     | 30038        |
| <b>Ventilation technique</b>   |  |              |
| Caisson de ventilation avec filtration intégrée                                  | en acier revêtement époxy RAL 7035/RAL 7016  | 25099        |
| Unité d'extraction   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 14218        |


Configuration individuelle du modèle **Q90.195.120**

| Modèle  | Matériau/Couleur/Information   | L x D x H (mm)    | Capacité de charge (kg) | Capacité (l) | Vol. max du récipient Intérieur de l'armoire (l) | Code article |
|---|--|-------------------|-------------------------|--------------|--|--------------|
| Q90.195.120, corps sans équipement intérieur                    | couleur du corps RAL 7016 gris anthracite<br>veuillez spécifier la couleur de la porte | 1193 x 615 x 1953 |                         |              |  | 30001        |
| <b>Couleur du corps/couleur de la porte</b>                     |  |                   |                         |              |  |              |
| Corps gris anthracite/portes jaune sécurité                     | RAL 7016/RAL 1004  |                   |                         |              |  | 040          |
| Corps gris anthracite/portes gris light                         | RAL 7016/RAL 7035  |                   |                         |              |  | 041          |
| Corps gris anthracite/portes rouge trafic                       | RAL 7016/RAL 3020  |                   |                         |              |  | 046          |
| Corps gris anthracite/portes bleu gentiane                      | RAL 7016/RAL 5010  |                   |                         |              |  | 047          |
| Corps gris anthracite/portes vert réséda                        | RAL 7016/RAL 6011  |                   |                         |              |  | 048          |
| Corps gris anthracite/portes en argent asecos                   | RAL 7016/argent asecos   |                   |                         |              |  | 049          |
| Corps gris anthracite/portes en blanc pur                       | RAL 7016/RAL 9010  |                   |                         |              |  | 050          |
| <b>Équipement intérieur</b>                                     |  |                   |                         |              |  |              |
| Étagère   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 1040 x 432 x 30*  | 75                      | -            | -  | 30021        |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 1040 x 432 x 30*  | 75                      | -            | -  | 30024        |
| Bac étagère (V=33 l)  | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 1025 x 445 x 71*  | 150                     | 33           | 30   | 30028        |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 1025 x 445 x 71*  | 150                     | 33           | 30   | 30064        |
| Caillebotis (H=60 mm)   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 1024 x 417 x 60   | 75                      | -            | -  | 5636         |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 1024 x 417 x 60   | 75                      | -            | -  | 5773         |
| Caillebotis (H=135 mm)  | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 1024 x 417 x 135  | 75                      | -            | -  | 14084        |
|   |  |                   |                         |              |  |              |
| Bac de rétention au sol (V=33 l)                                | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 1025 x 445 x 80*  |                         | 33           | 30   | 30022        |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 1025 x 445 x 80*  |                         | 33           | 30   | 30025        |
| Bac de rétention au sol (V=55l)                                 | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 1016 x 436 x 120* |                         | 55,5         | 50,45  | 30023        |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 1018 x 436 x 120* |                         | 55,5         | 50,45  | 30026        |
| Bac étagère (V=33 l)  | <b>sans métal (mécanique/PE)</b> <b>HIGHLIGHT</b>                                      | 1002 x 472 x 74*  | 50                      | 33           | 30   | 30027        |
|   |  |                   |                         |              |  |              |
| Bac de rétention au sol (V=33 l)                                | <b>sans métal (PE)</b> <b>HIGHLIGHT</b>  | 1002 x 472 x 74*  |                         | 33           | 30   | 26989        |
|   |  |                   |                         |              |  |              |
| Tiroir (V=30 l)   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 844 x 488 x 90*   | 60                      | 29           | 26,36  | 30031        |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 844 x 488 x 90*   | 60                      | 29           | 26,36  | 30033        |
| Étagère coulissante charge lourde (V=66 l)                      | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 843 x 487 x 162*  | 100                     | 66           | 60   | 30032        |
|   | acier inoxydable 1.4301  | 843 x 487 x 162*  | 100                     | 66           | 60   | 30034        |
| Box de stockage perforé pour étagères Porte à charnières gauche | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 380 x 420 x 360   | -                       | -            | -  | 30029        |
|   | en acier revêtement époxy RAL 7035   | 380 x 420 x 360   | -                       | -            | -  | 30030        |
| Bac pour étagères Tôle d'acier/acier inoxydable                 | PE noir  | 1000 x 392 x 50*  | -                       | -            | -  | 7223         |
|   | PP gris  | 834 x 450 x 96*   | -                       | -            | -  | 10054        |
| Caoutchouc antidérapant pour tiroir                             | noir   | 840 x 490 x 1,3   | -                       | -            | -  | 8699         |
|   |  |                   |                         |              |  |              |
| <b>Accessoires</b>  |  |                   |                         |              |  |              |
| Passerelle  | en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles              |                   |                         |              |  | 30035        |
| Filtrine  | en acier revêtement époxy RAL 7016   |                   |                         |              |  | 30036        |
| Q-Mover   | en acier revêtement époxy RAL 7016/ensemble=2 pièces.                                  |                   |                         |              |  | 30037        |
| Box pour produits chimiques                                     | PP bleu, avec poignées de transport et couvercle                                       |                   |                         |              |  | 30038        |




**Modèle de donnée technique Q90.195.120**

|                                   |                          |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Dimensions                        | L x D x H (mm)           | extérieur 1193 x 615 x 1953<br>intérieur 1050 x 522 x 1647 |
| Profondeur avec portes ouvertes   | (mm)                     | 1166   |
| Poids                             | (kg)                     | 424  |
| Extraction d'air                  | (DN)                     | 75   |
| Renouvellement de l'air, 10 fois  | (m³/h)                   | 9  |
| La pression baisse dans l'armoire | (Pa)                     | < 5  |
| Δp total (EK5/AK4 09-10)          | (Pa)                     | < 5  |
| Charge maximale                   | (kg)                     | 600  |
| Charge répartie                   | (kg/m²)                  | 531  |
| <b>Socle de transport</b>         | hauteur de l'entrée (mm) | 90   |
|                                   | Largeur de l'entrée (mm) | 1120   |



| Modèle Q90.195.120<br>Tiroirs/nombre          | Hauteurs de stockage standard des tiroirs              |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|--|
|   | 9  | 8   | 7   | 6   | 5   | 4+1 | 4   | 3        | 2        |  |
| Distance Ø (mm)                               | 185  |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 130  | 185 |     |     |     |     |     |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 130  | 170 | 215 |     |     |     |     |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 130  | 170 | 200 | 280 |     |     |     |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 130  | 170 | 200 | 230 | 280 | 280 |     |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 130  | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 375 |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 130  | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 360 | 470      |          |  |
| Distance Ø (mm)                               | 170  | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 360 | 525      | 1050     |  |
| Distance Ø (mm)                               | 200  | 200 | 200 | 230 | 295 | 230 | 390 | 525      | 490      |  |
| <b>Modèle Q90.195.120<br/>Étagères/nombre</b> | <b>Hauteurs de stockage standard des étagères</b>      |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| Distance Ø (mm)                               |  |     |     |     |     |     |     | <b>4</b> | <b>3</b> |  |
| Distance Ø (mm)                               |  |     |     |     |     |     |     | 320      | 420      |  |
| Distance Ø (mm)                               |  |     |     |     |     |     |     | 350      | 450      |  |
| Distance Ø (mm)                               |  |     |     |     |     |     |     | 350      | 450      |  |
| Distance Ø (mm)                               |  |     |     |     |     |     |     | 290      | 380      |  |
| <b>Modèle Q90.195.120<br/>Quantité</b>        | <b>Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient</b> |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
|   | <b>Type de récipient</b>                               |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| 90  | Boîtes d'aérosol 400 ml                                |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| 40  | Boîtes 1 litre   |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| 40  | Bouteille de lab (en verre) 1 litre                    |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| 40  | Bouteille de lab (en PE) 1 litre                       |     |     |     |     |     |     |          |          |  |
| 15  | Bouteille de lab (en verre) 2,5 litres                 |     |     |     |     |     |     |          |          |  |



**SÉCURITÉ CERTIFIÉE**  
**SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER**

\* espace de stockage utilisable L x P (mm)