



**Armoire pour produits chimiques MultiRisk
CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d'acier/polyéthylène revêtement époxy)

Code article 30804-050-31946

**Armoire pour produits chimiques MultiRisk
CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR**

corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en blanc pur (RAL 9010), équipée avec 1 x étagère, 1 x bac de rétention au sol, 1 x caillebotis (tôle d'acier galvanisé), 4 x étagère coulissante (tôle d'acier/polyéthylène revêtement époxy)

Code article 30804-050-31945

Exemple de commande - Pour bien remplir votre bon de commande



30804 - 050 - 30810

| Modèle | Information / équipement | Code article | | | | |
|---|---|------------------|-------|-------|-------|--------------|
| CS.195.054.MH.3WDR | corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (horizontale), avec butée de porte droite | 30804 | | | | |
| Couleur du corps | Couleur de porte | Code article | | | | |
| Gris anthracite RAL 7016 | blanc pur RAL 9010 | 050 | | | | |
| Ensemble d'équipements intérieurs (commande uniquement possible en même temps que l'armoire) | Matériau | Code article | | | | |
| 3x étagère, 3x bac de rétention au sol (V=22.0L), 3x caillebotis | tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé | 30809 | | | | |
| 3x étagère, 3x bac de rétention au sol (V=22.0L), 3x caillebotis | tôle d'acier galvanisé | 30810 | | | | |
| En haut: 1x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x caillebotis Centré: 2x étagère coulissante (V=15.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=15.0L) | tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier/polyéthylène revêtement époxy RAL 7035 | 31944 | | | | |
| En haut: 1x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L), 1x caillebotis Centré: 2x étagère coulissante (V=15.0L) En bas: 2x étagère coulissante (V=15.0L) | tôle d'acier galvanisé, tôle d'acier/polyéthylène revêtement époxy RAL 7035 | 31945 | | | | |
| 6x étagère coulissante (V=15.0L) | tôle d'acier/polyéthylène revêtement époxy RAL 7035 | 31946 | | | | |
| Équipements | Matériau | L x P x H (mm) | 1) | 2) | 3) | Code article |
| Étagère | tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035 | 484 x 491 x 30 | 50.00 | | | 30583 |
| Étagère | tôle d'acier galvanisé | 484 x 491 x 30 | 50.00 | | | 30582 |
| Bac de rétention au sol | tôle d'acier galvanisé | 469 x 412 x 118* | | 22.00 | 20.00 | 30585 |
| Bac de rétention au sol | tôle d'acier galvanisé et laqué bleu | 466 x 406 x 136* | | 22.00 | 20.00 | 30586 |
| Caillebotis | tôle d'acier galvanisé | 464 x 408 x 41 | 50.00 | | | 30584 |
| Étagère coulissante avec bac en plastique | tôle d'acier/polyéthylène revêtement époxy RAL 7035 | 378 x 418 x 80* | 30.00 | 15.00 | 13.64 | 30587 |
| Box pour produits chimiques | PP bleu | 410 x 300 x 260 | | 18.00 | 16.36 | 30038 |
| Accessoires | | | | | | Code article |
| Unité d'extraction HFEA.8677 sans dispositif de contrôle d'évacuation d'air | | | | | | 14218 |

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)