



Unité d'extraction

Pour grandes armoires, avec contrôle d'évacuation d'air

Code article 14220

Unité d'extraction

Pour grandes armoires, sans contrôle d'évacuation d'air

Code article 14218

Utilisation directe sur le lieu de travail ou pour une fixation murale – prêt pour une installation facile et pratique

Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission

- Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail
- Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation
- Connecteur DN 75
- Conformité ATEX CE II 3/-G Ex c IIC T4

Sans dispositif de surveillance de l'extraction d'air

- Le témoin lumineux vert s'éteint en cas de coupure de courant

Dispositif de surveillance de l'extraction d'air

- Boîtier de réglage de pression intégré
- En cas de dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s'allume

Contact sec pour alarme extérieure

- Unité avec surveillance de l'extraction d'air supplémentaire disponible

Montage mural

- incl. consoles murales, tuyau flexible, colliers de fixation de tuyau, matériel de fixation



Module d'extraction pour montage mural

Pour armoires de sécurité sous paillasse, avec contrôle d'évacuation d'air

Code article 24315


(sans armoire de sécurité sous paillasse)

Caractéristiques techniques

Pour tous les modèles

Dimensions l x P x H extérieures	mm	200 x 400 x 200
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Consommation maximale de courant	A	0,35
Niveau sonore	db	35,0
Vitesse	tr/min	2400
Poids	Kgs	11

Diagramme



Module d'extraction pour montage mural

Pour grandes armoires, sans contrôle d'évacuation d'air

Code article 17178

Modèle	Informations	Code article
Unité d'extraction HFEA.8677 sans dispositif de contrôle d'évacuation d'air		14218
Unité d'extraction HFEA.11442 avec contrôle du débit d'air		14220
Unité d'extraction HFEA.17447 avec contrôle du débit d'air	contact d'alarme sec	16454
Module d'extraction HFEA.11570 sans dispositif de contrôle d'évacuation d'air pour le montage mural		17178
Module d'extraction HFEA.15575 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural		17177
Module d'extraction HFEA.17448 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural	contact d'alarme sec	18568
Module d'extraction HFEA.24139 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse	contact d'alarme sec	24732
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous paillasse		24315